



PRATICO ED ECONOMICO



B. Braun Wipes / B. Braun Wipes mini

Dispenser di salviettine in tessuto non tessuto (TNT) ricaricabile

B. Braun Wipes / B. Braun Wipes mini

Dispenser di salviettine in tessuto non tessuto (TNT) ricaricabile

CARATTERISTICHE

- Prelievo comodo delle B. Braun Wipes strappabili una ad una
- La soluzione pronta all'uso può essere utilizzata per 4 settimane
- Il coperchio richiudibile protegge da contaminazioni e dall'evaporazione della soluzione
- Parsimonioso nel consumo di salviettine e della soluzione d'uso
- Salviettine assorbenti e antipilling, che ricedono il disinfettante sulla superficie da disinfettare
- Testato con i disinfettanti per superfici B. Braun
- B. Braun Wipes: da riempire con circa 2.5 l di soluzione disinfettante
- B. Braun Wipes mini: da riempire con circa 500 ml di soluzione disinfettante

ALTRE AVVERTENZE

Quando tutte le salviettine in TNT sono esaurite o al raggiungimento della data di scadenza della soluzione pronta all'uso, il sistema dispenser può essere ricaricato. Prima pulire e disinfettare accuratamente tutte le superfici del sistema dispenser B. Braun Wipes con un panno imbevuto di soluzione disinfettante e lasciarle asciugare. Rispettare il tempo d'azione della soluzione disinfettante.

Articolo	Cod.	Pharmacode
Sistema dispenser B. Braun Wipes	19873	6716834
Rotolo con 100 salviettine in TNT da 19 x 36 cm	19164	3781601
Rotolo in TNT ECO con 120 salviettine da 19 x 36 cm	19726	6700939
Sistema dispenser B. Braun Wipes mini	19874	6716840
Rotolo in TNT mini con 25 salviettine da 24 x 28 cm	19183	3781593
Rotolo in TNT mini ECO con 60 salviettine da 15 x 20 cm	19725	6700945

DISINFETTANTI B. BRAUN TESTATI

I prodotti B. Braun inclusi nella tabella sono testati in combinazione con il sistema dispenser B. Braun Wipes. Le salviettine in TNT B. Braun Wipes non trattengono il principio attivo del disinfettante, bensì lo rilasciano sulla superficie da disinfettare.

Prodotto B. Braun	Conc. minima	TA
Hexaquant® plus	0.5%	60 min.
Hexaquant® plus lemon fresh	0.5%	60 min.
Meliseptol® rapid	conc.	1 min.
Meliseptol® Foam pure	conc.	1 min.

Il disinfettante e/o detergente utilizzato deve essere compatibile con il sistema dispenser B. Braun Wipes e con i rotoli in TNT B. Braun Wipes. Farsi attestare la compatibilità dal produttore del disinfettante e detergente.



Pratico ed economico

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com