



EFFICACI SUI
NOROVIRUS IN
1 MINUTO



Meliseptol[®] HBV salviette

Pratiche e rapide

Meliseptol® HBV salviettine

A COLPO D'OCCHIO

- Pratica disinfezione per strofinamento – rapida ed efficace entro 1 min.*
- Senza aldeidi
- Economico – con convenientissima confezione ricarica
- Elenchi: Meliseptol® rapid è incluso negli elenchi di DGHM¹⁾/VAH²⁾ ed è inserito nell'elenco virucida di IHO³⁾

AVVERTENZE PER L'USO

Strofinare la superficie da trattare, accertarsi che sia completamente inumidita con il prodotto e lasciar agire per 1 minuto. Le superfici non devono essere asciugate strofinandole. Prima della disinfezione verificare la resistenza dei materiali sensibili agli alcoli (ad es. vetro acrilico) alla soluzione del principio attivo. Non usare su superfici calde o su apparecchi elettrici sotto tensione.

SALVIETTINE DISINFETTANTI –RAPIDE ED ECONOMICHE

Ricaricare il box di Meliseptol® HBV salviettine vuoto con la confezione ricarica in pellicola flessibile. In questo modo si risparmia e al contempo si contribuisce a prevenire i rifiuti. Meliseptol® HBV salviettine sono prive di aldeidi e di alchilammine e hanno un profumo fresco e gradevole.

Articolo	Cod. art.	Pharmacode
Box dispenser da 100 salviettine	18706	2417951
Confezione ricarica da 100 salviettine	18707	2417968

Dati chimico-fisici

Aspetto: salviettine bianche | Odore: d'alcol | Densità: 0.91 g/ml a 20 °C
 Punto di infiammabilità: + 31 °C

Meliseptol® HBV salviettine

100 g di soluzione contengono: 1-propanolo 50,0 g, didecil-dimetilammoniocloruro 0,075 g nonché profumi ed eccipienti. Indicazioni conformi al Regolamento(CE) n. 648/2004 in materia di detergenti: < 5% di tensioattivi non ionici, profumi

Indicazioni conformi al Regolamento sulle sostanze pericolose: Infiammabili. Non spruzzare su fiamme aperte. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso. Tenere lontano da fonti di ignizione. Non fumare! Pericolo di gravi lesioni agli occhi (in caso di contatto con gli occhi sciacquare accuratamente con abbondante acqua). Tenere fuori dalla portata dei bambini. Punto di infiammabilità a norma DIN 51755 31 °C. Resa max. 50 ml/m².

SPETTRO DI EFFICACIA/TEMPI DI AZIONE (TA)

Campo d'impiego	TA
Disinfezione delle superfici nella prevenzione ospedaliera e negli ambulatori in generale (conforme a DGHM ¹⁾ /VAH ²⁾)	1 min.*
Limitatamente virucida (incl. HBV/HCV/HIV) ⁴⁾	1 min.
Virucida ⁴⁾	10 min.
Rotavirus	1 min.
Adenovirus	1 min.
Virus vaccinico	30 sek.
Poliovirus	10 min.
Polyomavirus	5 min.
Norovirus**	1 min.

* Il valore più breve possibile nell'elenco VAH è di 5 min.

** Virus surrogato dell'MNV



Avvertenze:

Utilizzare i disinfettanti in maniera sicura. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

1) DGHM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (Società tedesca di Igiene e Microbiologia)

2) VAH = Verbund für Angewandte Hygiene e.V. (Associazione per l'Igiene Applicata)

3) www.iho-viruzidie-liste.de

4) secondo la raccomandazione dell'Istituto Robert Koch Gazzetta dell'Ufficio Federale della Sanità 01-2004