



PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE



B. Braun Wipes / B. Braun Wipes mini

Distributeur rechargeable de lingettes non tissées

B. Braun Wipes / B. Braun Wipes mini

Distributeur rechargeable de lingettes non tissées

PROPRIÉTÉS

- Prélèvement aisé des lingettes détachables B. Braun Wipes
- La solution prête à l'emploi est utilisable 4 semaines
- Le couvercle refermable évite la contamination et l'évaporation de la solution
- Utilisation économique de lingettes et de solution
- Lingettes absorbantes et non pelucheuses qui déposent la substance désinfectante sur la surface à désinfecter
- Testé avec des désinfectants de surface B. Braun
- B. Braun Wipes : pour remplissage avec env. 2.5 litres de désinfectant
- B. Braun Wipes mini : pour remplissage avec env. 500 ml de désinfectant

AUTRES INSTRUCTIONS

Une fois toutes les lingettes non tissées utilisées ou la date limite d'utilisation de la solution prête à l'emploi atteinte, le distributeur de lingettes peut être rechargé. Auparavant, nettoyer soigneusement, désinfecter à l'aide d'un chiffon imbibé de désinfectant et laisser sécher toutes les surfaces du distributeur de lingettes B. Braun Wipes. Observer la durée d'action du désinfectant.

Article	Art.-Nr.	Pharmacode
Distributeur de lingettes B. Braun Wipes	19873	6716834
Rouleau non tissé avec 100 lingettes de 19 x 36 cm	19164	3781601
Rouleau non tissé ECO avec 120 lingettes de 19 x 36 cm	19726	6700939
Distributeur de lingettes B. Braun Wipes mini	19874	6716840
Rouleau non tissé mini avec 25 lingettes de 24 x 28 cm	19183	3781593
Rouleau non tissé ECO avec 60 lingettes de 15 x 20 cm	19725	6700945

DÉSINFECTANTS B. BRAUN ÉPROUVÉS

Les produits B. Braun répertoriés dans le tableau ont été testés avec le distributeur de lingettes B. Braun Wipes. Les lingettes non tissées B. Braun ne fixent pas la substance désinfectante, mais la déposent sur la surface à désinfecter.

Produit B. Braun	Concentration min.	DA
Hexaquant® plus	0.5%	60 min.
Hexaquant® plus lemon fresh	0.5%	60 min.
Meliseptol® rapid	conc.	1 min.
Meliseptol® Foam pure	conc.	1 min.

Le nettoyant et/ou le désinfectant utilisé doit être compatible avec le distributeur de lingettes B. Braun Wipes et les rouleaux non-tissés B. Braun Wipes. Vérifier la compatibilité auprès du fabricant des désinfectants et nettoyants.



Pratique et économique