



- Pronto all'uso
- Semplice da utilizzare
- Delicato e sicuro

# Actreen®

CATETERE MONOUSO DA UOMO

## Actreen® Hi-Lite<sup>Cath</sup>

#### CATETERE MONOUSO PER L'UTILIZZO QUOTIDIANO



Il **catetere monouso** pronto per l'utilizzo per l'impiego quotidiano a casa o sul posto di lavoro. La cateterizzazione è semplice, delicata e sicura.

#### I VOSTRI VANTAGGI

- L'innovativo proprietà idrofile consentonto un'introduzione fessibile e una rimozione senza fatica del catetere
- La **combinazione equilibrata** di **glicerina** e **acqua** assicura scorrevolezza duratura, a prescindere da quanto tempo vi serva per la cateterizzazione
- Il sistema senza contatto nettamente migliorato con involucro protettivo mobile vi offre ancora più sicurezza e controllo nell'introduzione, oltre al massimo controllo delle infezioni
- La nuova confezione bianca assicura una discrezione ancora maggiore
- Grazie agli adesivi il catetere può essere fissato a qualsiasi superficie verticale – pratico e igienico







## Actreen® Hi-LiteSet

#### SET DI CATETERE MONOUSO PER QUANDO SI E' IN GIRO



Il **set di catetere monouso** pronto per l'utilizzo con valvola antireflusso integrata per quanto si è in giro, per le attività sportive o le ferie. Sempre dove non è disponibile una toilette.

#### I VOSTRI VANTAGGI

- Grazie alla pratica impugnatura sul catetere e alla scorrevolezza duratura è semplicissimo da usare
- Estremamente discreto e pratico da portare con sé, in quanto il catetere è facile da ripiegare
- Il peso minimo e la forma compatta ne fanno il prodotto ideale per quando si è in giro o in viaggio. Richiede pochissimo spazio in valigia, nello zaino o nella borsetta
- Il dispositivo antiritorno integrato impedisce le fuoriuscite di urina e rende possibile la cateterizzazione anche in assenza di toilette
- Il **sistema senza contatto** vi garantisce la massima protezione dalle infezioni





## Panoramica dei prodotti

#### Actreen® Hi-Lite<sup>Cath</sup>

Articolo	Misura	Unità	Pharmacode	Cod. art.
Nelaton 41 cm	O 12	30	6082826	238212
A Company to the American Control	• 14	30	6082832	238214
	<b>1</b> 6	30	6828674	238216
Tiemann 41 cm	O 12	30	6082849	238112
The later was to be desired to the later of	• 14	30	6082855	238114
	<b>1</b> 6	30	7480078	238116
	<b>1</b> 8	30	7480061	238118

#### Actreen® Hi-LiteSet

Articolo	Misura	Unità	Pharmacode	Cod. art.
Nelaton 37 cm	<b>1</b> 0	30	6633640	242210
	O 12	30	6633657	242212
	• 14	30	6633663	242214
	<b>1</b> 6	30	6633686	242216
Tiemann 37 cm	• 10	30	6647205	242110
	O 12	30	6633692	242112
	• 14	30	6633700	242114

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com | www.bbraun.ch



I cateteri Actreen® Hi-Lite sono privi di sostanze come lattice, PVC e DEHP (ammorbidente). Le confezioni sono fabbricate in materiale riciclabile. Per salvaguardare l'ambiente l'imballo aggiuntivo esterno dei cateteri è stato eliminato. In questo modo si crea una quantità di rifiuti molto più ridotta.