

Aesculap® MiniPort

Le plus petit des trocarts

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

La mini-laparoscopie commence dès l'abord

- Petite incision cutanée
- Moins de douleurs postopératoires¹
- Presque pas de cicatrices visibles¹
- Pas de changement de la technique opératoire laparoscopique



Les données se rapportent à Mini Laparoscopy

1) Novitsky Y, Kercher K W, Czerniach D R, Kaban G K, Khera S, Gallagher-Dorval K A, Callery M P, Litwin D E M, Kelly J J.

Advantages of Mini-laparoscopic vs Conventional Laparoscopic Cholecystectomy. Arch Surg. 2005 Dec;140(12):1178-83.

- **Insertion facile**

La nouvelle forme de poignée et la pointe à dilatation contribuent à une insertion précise et bien orientée du trocart, moyennant un effort réduit

- **Bonne fixation**

Chemise de trocart spécialement profilée

- **Économie**

Combinaison d'un trocart jetable et d'un mandrin de dilatation réutilisable

- **Système de mini-laparoscopie complet**

Le MiniPort est compatible avec l'instrumentation Aesculap® AdTec® mini de 3.5 mm et les autres instruments de 3.5 mm.



EKO30R

Mandrin de dilatation
Ø 3.5 mm

EK105SU

Chemise de trocart jetable
avec joint et filetage
Ø 3.5 mm
Longueur : 70 mm
Boîte de 6 pièces