



AESCULAP® PRIME*Line*® PRO

DAS AESCULAP® STERILCONTAINER SYSTEM

DAS AESCULAP® STERILCONTAINER SYSTEM



Die richtigen INSTRUMENTE

zur richtigen ZEIT

in sterilem ZUSTAND

am EINSATZORT

bei hoher WIRTSCHAFTLICHKEIT

im zuverlässigen VERPACKUNGSSYSTEM



Schnell, verlässlich und
effizient organisiert

DAS AESCULAP® STERILCONTAINER SYSTEM

- Integriertes permanentes Keimrückhalte-
system aus PTFE ausgelegt auf 5.000
Sterilisationszyklen. Kein Filterwechsel
notwendig – spart Zeit und Prozesskosten
- Stabiler, robuster Aluminiumdeckel –
zuverlässig und langlebig
- Hervorragende Reinigungsergebnisse
- Gute Trocknungseigenschaften
- In fünf Farben erhältlich (rot, blau, grün,
gold, silber) für ihre Sieborganisation





Artikelnummer	Größe / Farbe	Maße mm (Länge x Breite x Höhe)
JP101	1/1 Deckel rot	588 x 281 x 36
JP102	1/1 Deckel blau	588 x 281 x 36
JP103	1/1 Deckel grün	588 x 281 x 36
JP104	1/1 Deckel gold	588 x 281 x 36
JP105	1/1 Deckel silber	588 x 281 x 36
JP111	3/4 Deckel rot	465 x 281 x 36
JP112	3/4 Deckel blau	465 x 281 x 36
JP113	3/4 Deckel grün	465 x 281 x 36
JP114	3/4 Deckel gold	465 x 281 x 36
JP115	3/4 Deckel silber	465 x 281 x 36
JP121	1/2 Deckel rot	298 x 281 x 36
JP122	1/2 Deckel blau	298 x 281 x 36
JP123	1/2 Deckel grün	298 x 281 x 36
JP124	1/2 Deckel gold	298 x 281 x 36
JP125	1/2 Deckel silber	298 x 281 x 36
JP131	1/2 Deckel für JK339, rot	298 x 281 x 36
JP132	1/2 Deckel für JK339, blau	298 x 281 x 36
JP133	1/2 Deckel für JK339, grün	298 x 281 x 36
JP134	1/2 Deckel für JK339, gold	298 x 281 x 36
JP135	1/2 Deckel für JK339, silber	298 x 281 x 36

Kompatibel mit allen Bodenteilen (1/1, 1/2, 3/4) ab Baujahr 1988
 Verbrauchsmaterial und Zubehör finden Sie in unserem Katalog C40401



Schnell, verlässlich und
effizient organisiert

DAS AESCULAP® STERILCONTAINER SYSTEM

Vertrieb Österreich

B. Braun Austria GmbH | Aesculap Division | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf
Tel. +43 2236 46541-0 | Fax +43 2236 46541-177 | www.bbraun.at

Vertrieb Schweiz

B. Braun Medical AG | Aesculap Division | Seesatz 17 | 6204 Sempach
Tel. +41 58258 5000 | Fax +41 58258 6000 | www.bbraun.ch

AESCULAP[®] – a B. Braun brand

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland
Tel. 07461 95-0 | Fax 07461 95-2600 | www.aesculap.de