



AESCULAP[®] PRIME*Line*[®] PRO

LE SYSTÈME DE CONTENEURS STÉRILES AESCULAP[®]

LE SYSTÈME DE CONTENEURS STÉRILES AESCULAP®



Les bons INSTRUMENTS

au bon MOMENT

dans un état STÉRILE

sur le SITE D'INTERVENTION

avec une grande RENTABILITÉ

dans un SYSTÈME D'EMBALLAGE fiable



Une organisation rapide,
fiable et efficace

LE SYSTÈME DE CONTENEURS STÉRILES AESCULAP®

- Système intégré et permanent de rétention des germes en PTFE, conçu pour 5'000 cycles de stérilisation. Aucun changement de filtre n'est nécessaire – gain en temps et coûts de processus
- Couvercle en aluminium stable et robuste – fiable et à longue durée de vie
- Excellents résultats de nettoyage
- Bonnes caractéristiques de séchage
- Disponible en cinq couleurs (rouge, bleu, vert, or, argent) pour l'organisation de vos plateaux





No. d'article	Taille / couleur	Dimensions mm (longueur x largeur x hauteur)
JP101	1/1 couvercle rouge	593 x 294 x 37
JP102	1/1 couvercle bleu	593 x 294 x 37
JP103	1/1 couvercle vert	593 x 294 x 37
JP104	1/1 couvercle or	593 x 294 x 37
JP105	1/1 couvercle argent	593 x 294 x 37
JP111	3/4 couvercle rouge	468 x 294 x 37
JP112	3/4 couvercle bleu	468 x 294 x 37
JP113	3/4 couvercle vert	468 x 294 x 37
JP114	3/4 couvercle or	468 x 294 x 37
JP115	3/4 couvercle argent	468 x 294 x 37
JP121	1/2 couvercle rouge	303 x 294 x 37
JP122	1/2 couvercle bleu	303 x 294 x 37
JP123	1/2 couvercle vert	303 x 294 x 37
JP124	1/2 couvercle or	303 x 294 x 37
JP125	1/2 couvercle argent	303 x 294 x 37
JP131	1/2 couvercle pour JK339, rouge	303 x 294 x 37
JP132	1/2 couvercle pour JK339, bleu	303 x 294 x 37
JP133	1/2 couvercle pour JK339, vert	303 x 294 x 37
JP134	1/2 couvercle pour JK339, or	303 x 294 x 37
JP135	1/2 couvercle pour JK339, argent	303 x 294 x 37

Compatible avec toutes les cuves (1/1, 1/2, 3/4) fabriquées dès 1988.
 Vous trouverez les consommables et accessoires dans notre catalogue C40401.




Une organisation rapide,
fiable et efficace

LE SYSTÈME DE
CONTENEURS STÉRILES
AESFULAP®

AESFULAP InOS®

Instrument Organisation System

COMME ÇA...



... OU PLUTÔT
COMME ÇA?

AESFULAP InOS® – THE SMILE SYSTEM.



«Le rangement idéal dans le conteneur»

B. Braun Medical SA | Aesculap | Seesatz 17 | 6204 Sempach
Tél. 0848 83 00 22 | Fax 0800 83 00 21 | sales-aesculap.bbmch@bbraun.com | www.bbraun.ch

AESULAP® – a B. Braun brand

La marque de produit principale 'Aesculap' et la marque de produit 'PrimeLine' sont des marques déposées de la société Aesculap AG. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques. Cette brochure ne doit être utilisée que pour fournir des informations sur nos produits. Toute reproduction, que ce soit en totalité ou en partie, est interdite.