



IV Infusionszubehör

Caresite®

Nadelfreie Ventile für einen sauberen und
einfachen Patientenzugang

Caresite®

EINFACH VISUELL ZU PRÜFEN



EINFACH ZU REINIGEN



EINFACH ZU GREIFEN



EINFACH ZU VERBINDEN



Caresite® Eigenschaften

Durchflussrate	208 ml/min
Druckbeständigkeit	20 bar
Restvolumen	0.20 ml
Füllvolumen	0.22 ml
Flüssigkeitsverschiebung	0.03 ml (positiv)
✓ Geschlossenes System	✓ Latex- und DEHP-frei
✓ Nadelfreies System	✓ Blut /Lipid kompatibel
✓ Split Septum Ventil Technologie	✓ Luer lock/Luer slip kompatibel

ANWENDERVORTEILE

Schützt gegen mikrobiologische Kontamination







- Glatte, abwischbare Oberfläche
- Klares Design

Beugt Verstopfung des Katheters vor

- Positives Displacement

Einfach in der Anwendung

- Hohe Druckbeständigkeit
- Einfacher Zugang
- Medikamentenkompatibilität (Lipide und Cremophor)

Beschreibung	Schlauchlänge (cm)	Füllvolumen (ml)	Schlauchdurchm. innen (mm)	Verkaufseinheit/Stk.	Art.-Nr.	Pharmacode
Caresite® 	-	0.22	-	100	415122-01	6336089
Erweiterungssets						
Caresite® mit dünner Verlängerung und Spinlock 	20	0.5	1.3	100	470100-01	6336103
Caresite® mit normaler Verlängerung und Spinlock 	15	0.9	2.8	100	470108-01	6336095
Y-Verlängerung mit 2 Caresite® und Spinlock 	18	0.9	1.3	50	470106-01	6336126
Intrafix® PrimeLine mit Caresite® 	180	-	3.0	100	4062158C	6340122
Intrafix® SafeSet mit Caresite® 	210	-	3.0	100	4063004C	6340116

Weitere Infusionsleitungen mit Caresite® (z.B. Intrafix® SafeSet Flush auf Anfrage)