

Mini-Spike®

Scegliete il Vostro preferito!



cappuccio di protezione

■ filtro aria da 0.45 µm

Mini-Spike®

Spike per prelievi o ricostituzioni per il prelievo multiplo da contenitori multidose. Il filtro dell'aria ermetico ai batteri da 0,45 µm protegge il farmaco durante tali operazioni dalle contaminazioni d'aria ambientale.



■ filtro aria da 0.2 µm

Mini-Spike® chemo

Il filtro dell'aria ermetico ai batteri da 0,2 µm di Mini Spike® chemo protegge gli utenti dagli aerosol tossici nella preparazione di soluzioni citostatiche e riduce il rischio di contaminazioni batteriche durante il trasferimento del liquido.



■ filtro aria da 0.45 µm
■ filtro particelle da 5 µm

Mini-Spike® Filtro

Il filtro particelle integrato trattiene le particelle di dimensioni $\geq 5 \mu\text{m}$ e offre inoltre una protezione aggiuntiva dalle contaminazioni da particelle nel prelievo e la preparazione dei farmaci.



Spike/micropunta

Mini-Spike® micropunta

«Piccoli flaconi – grandi sfide». Per il prelievo e lo svuotamento economico dei residui da contenitori particolarmente piccoli consigliamo il nostro Mini-Spike® con micropunta.

Protezione dalle contaminazioni

Il cappuccio con chiusura a tenuta, il connettore Luer-Lock protetto dai contatti e un filtro dell'aria integrato offrono per ogni variante una protezione dalle contaminazioni aggiuntiva.

Nome del prodotto	Filtro aria 0.45 µm	Filtro aria 0.2 µm	Filtro particelle 5 µm	Micropunta	Valvola	Cod. art. (RIF)	Pharmacode	UV/pz.
Mini-Spike®	■	-	-	-	-	4550242	1592770	50
Mini-Spike® con micropunta	■	-	-	■	-	4550510	5456443	50
Mini-Spike® con valvola	■	-	-	-	■	4550560	3183745	50
Mini-Spike® filtro	■	-	■	-	-	4550234	1629220	50
Mini-Spike® filtro con micropunta	■	-	■	■	-	4550528	5267630	50
Mini-Spike® filtro con valvola	■	-	■	-	■	4550579	3183774	50
Mini-Spike® chemo	-	■	■	-	-	4550340	1510915	50
Mini-Spike® chemo con micropunta	-	■	-	■	-	4550536	5728120	50
Mini-Spike® chemo con valvola	-	■	■	-	■	4550587	3183768	50