



Digiterm[®]
medical equipment

Fauteuils de traitement Comfort


Confort maximal et design attrayant
associant fonctionnalité et sécurité

Fauteuils de traitement Comfort

Aperçu

Des sièges médicaux ultramodernes pour une prise en charge des patients de grande haute qualité. Nos fauteuils de soins high-tech s'adaptent parfaitement à vos besoins, notamment en ce qui concerne le design, et également pour les critères de confort et de sécurité.

La gamme Comfort se compose des modèles suivants:



Équipements

Contrôle intelligent

Les multiples possibilités de réglage indépendantes offrent un maximum de confort aux patients et améliorent les conditions de travail du personnel. En fonction du nombre de moteurs, les possibilités de réglage les plus variées sont possibles.



Télécommande conviviale

Les boutons de commandes d'une grande longévité sont situés sous une protection en plastique remplaçable et le tout est intégré dans un boîtier étanche au liquide ayant un indice de protection IP 67. En fonction du modèle, le nombre de touches varie.

La touche jaune « Entrée » permet de passer automatiquement de n'importe quelle position à la position verticale assise, avec une hauteur minimale, afin que le patient puisse se relever en toute facilité.

La touche rouge Trendelenburg permet de passer de n'importe quelle position à une position décline de la tête, avec un réglage de hauteur optimisé pour la prise en charge du patient.

Position de Trendelenburg

La position de Trendelenburg peut être obtenue au moyen de la télécommande. En option, il est possible d'ajouter de fixer au fauteuil soit une commande par pédale soit un bouton d'urgence rouge sur le boîtier général.

Coussin amovible

Le coussin du fauteuil peut être démonté simplement en quelques gestes pour le nettoyage ou l'entretien.

La housse du coussin est en similicuir résistant au sang, à l'urine, et aux désinfectants. Outre la couleur gris clair standard, le coussin est également disponible dans 50 autres couleurs, en option.

Système de freinage/roues

En fonction du modèle, il existe différents systèmes de freinage et roues:

- Roues de 7,5 cm de diamètre avec freins individuels (standard)
- Roues doubles de 7,5 cm de diamètre avec système de freinage centralisé (en option)
- Roues de 10 cm de diamètre avec freins individuels (en option)
- Roues doubles de 10 cm de diamètre avec système de freinage centralisé (en option)

Accoudoirs

Les accoudoirs standards sont rembourrés et peuvent être remontés pour une installation en toute facilité du patient.

En outre, ils peuvent être réglés en hauteur. En option, il existe également un accoudoir à inclinaison variable (accoudoir flexible).

Contrôle moteur SSP

En option, il est possible d'opter pour un contrôle des moteurs optimisé pour des changements de position en douceur. Il procure au patient davantage de sécurité et de confort lors des réglages.

Options supplémentaires

- Lampe de lecture LED avec bras flexible
- Chargeur USB pour les appareils mobiles (5V, 1A)
- Support pour rouleaux de papier
- Appui-tête avec haut-parleurs
- Support réglable pour tablettes

Fauteuil de traitement Comfort-2 Flex

Fauteuil de traitement présentant un excellent rapport qualité/prix

N° ART. 723C2F00



Informations	Comfort-2 Flex
Hauteur d'assise fixe	62 cm
Taille des roues	4 × roues doubles Ø 7,5 cm avec freins individuels
Amplitude de réglage du dossier	80° (-15° en-dessous de l'horizontale en position de Trendelenburg)
Poids du fauteuil	63 kg
Réglage de l'inclinaison d'assise	14°
Poids maximal du patient	200 kg
Réglage du repose-jambes	30°
Réglage du repose-pieds	25 cm
Taille du coussin	L 210 × l 60 × H 9.5 cm
Nombre de touches sur la télécommande	11
Nombre de moteurs	3 (dossier, inclinaison d'assise, repose-jambes; repose-pieds en option)
Taille des accoudoirs	L 57 × W 15 × H 6.5 cm
Repose-pieds électrique	Disponible en option

Fauteuil de traitement Comfort-2 Eco

Confort maximal, design attractif, alliant fonctionnalité et sécurité

N° ART. 723C2E00



Informations	Comfort-2 Eco
Hauteur d'assise fixe	65 cm
Taille des roues	4 × roues doubles Ø 7,5 cm avec freins individuels
Amplitude de réglage du dossier	80° (-7° en-dessous de l'horizontale en position de Trendelenburg)
Poids du fauteuil	63 kg
Réglage de l'inclinaison d'assise	14°
Poids maximal du patient	200 kg
Réglage du repose-jambes	30°
Réglage du repose-pieds	25 cm
Taille du coussin	L 210 × l 60 × H 9.5 cm
Nombre de touches sur la télécommande	11
Nombre de moteurs	2 (dossier, repose-jambes; hauteur d'assise et repose-pieds en option)
Taille des accoudoirs	L 57 × W 15 × H 6.5 cm

Fauteuil de traitement Comfort-3 Flex

Design élancé et attrayant, encombrement réduit.

Repose-jambes plus long avec repose-pieds – recommandé pour les soins prolongés.

N° ART. 723C2F00



Informations	Comfort-3 Flex
Hauteur d'assise fixe	62 cm
Réglage de la hauteur optionnel	55-70 cm
Dimensions en position assise	L 145cm x l 87.5 cm
Taille des roues	4 x roues doubles Ø 7,5 cm avec freins individuels
Amplitude de réglage du dossier	80° (-14° en-dessous de l'horizontale en position de Trendelenburg)
Poids du fauteuil	65 kg
Réglage de l'inclinaison d'assise	14°
Poids maximal du patient	200 kg
Réglage du repose-jambes	30°
Réglage du repose-pieds	25 cm
Taille du coussin	L 210 x W 60 x H 9.5 cm
Nombre de touches sur la télécommande	13
Nombre de moteurs	3 (dossier, hauteur d'assise et repose-jambes; hauteur d'assise et repose-pieds en option)
Taille des accoudoirs	L 57 x W 15 x H 6.5 cm

Fauteuil de traitement Comfort-3 Eco

Design élancé et attrayant, encombrement réduit, hauteur d'assise plus basse pour une installation facilitée du patient – recommandé pour les soins de courte durée

N° ART. 723C3E00



Informations	Comfort-3 Eco
Hauteur d'assise fixe	55 cm
Réglage de la hauteur optionnel	55-70 cm
Dimensions en position assise	L 99 x l 92.5 x H 139
Taille des roues	4 x roues doubles Ø 7,5 cm avec freins individuels
Amplitude de réglage du dossier	80° (-14° en-dessous de l'horizontale en position de Trendelenburg)
Poids du fauteuil	65 kg
Réglage de l'inclinaison d'assise	14°
Poids maximal du patient	200 kg
Réglage du repose-jambes	30°
Réglage du repose-pieds	25 cm
Taille du coussin	L 195 x l 60 x H 9.5 cm
Nombre de touches sur la télécommande	11
Nombre de moteurs	2 (dossier et repose-jambes; hauteur d'assise en option)
Taille des accoudoirs	L 57 x W 15 x H 6.5 cm

Options pour Comfort-2 & Comfort-3

Options	N° Art.
Kit EPN, y compris multibroche avec câble de connexion interne – recommandé pour les dialyses	713E004
Système de batterie de secours rechargeable en cas de panne de courant (24V DC)	713E006
Lampe de lecture à LED	713E008
Chargeur USB pour les appareils mobiles (5V, 1A)	713E009
Câble de connexion (3 m) pour raccordement équipotentiel (EPN)	713E012
Table multifonctions Comfort-T2	713M009
Accoudoirs flexibles réglables en hauteur pour applications médicales universelles (la paire)	713M010
Ressort pneumatique intégré dans l'accoudoir pour une manipulation plus sécurisée et amortie (la paire)	713M011
Barre de poussée	713M012
Support pour tablettes et smartphones	713M013
4 roues doubles de 10 cm de diamètre et système de freinage centralisé	713M021
Repose-pieds amovible pour exercices autonomes	713M031
Repose-pieds motorisé	713M032

Options	N° Art.
Support pour rouleaux de papier	713M033
Support pour perfusion (tige IV) avec réglage de la hauteur	713M038
Logo personnalisable sur le coussin	713U011
Coussin appui-tête carré	713U012
Matelas DuoShape avec combinaison de couleurs personnalisable (40 couleurs disponibles) TUNDRA	713U026
Housse de protection en plastique transparente pour le repose-pieds	713U027
Housse de protection en plastique transparente pour le repose-jambes motorisé	713U028
Matelas DuoShape d'une épaisseur de 110 mm avec combinaison de couleurs standards chrome-perle	713U031
Matelas DuoShape d'une épaisseur de 110 mm avec combinaison de couleurs personnalisées (40 couleurs disponibles) TUNDRA	713U032
Matelas DuoShape en mousse à mémoire de forme avec combinaison de couleurs standards chrome-perle	713U033
Matelas DuoShape en mousse à mémoire de forme avec combinaison de couleurs personnalisées (40 couleurs disponibles) TUNDRA	713U034
Matelas DuoShape avec combinaison de similicuir ignifugé (15 couleurs disponibles) PALMA	713U035

Fauteuil de traitement Comfort-4 Eco

Fauteuil de traitement réglable en hauteur avec coussin amovible

N° ART. 723C4E00



Informations	Comfort-4 Eco
Hauteur d'assise	55 – 77 cm
Taille des roues	4 x roues doubles Ø 10 cm avec freins individuels
Dimensions en position assise	L 99 x l 92.5 x H 139
Amplitude de réglage du dossier	80° (-13° en-dessous de l'horizontale en position de Trendelenburg)
Poids du fauteuil	80 kg
Réglage de l'inclinaison d'assise	20°
Poids maximal du patient	200 kg
Réglage du repose-jambes	30°
Réglage du repose-pieds	25 cm
Taille du coussin	L 210 x W 60 x H 9.5 cm
Nombre de touches sur la télécommande	11
Nombre de moteurs	4 (dossier, inclinaison d'assise, hauteur d'assise et repose-jambes; repose-pieds électrique en option)
Taille des accoudoirs	L 57 x W 15 x H 6.5 cm

Fauteuil de traitement Comfort-4 Battery

Fauteuil de traitement réglable en hauteur avec coussin amovible et fonctionnement sur batterie

N° ART. 723C4B00



Informations	Comfort-4 Battery
Hauteur d'assise	55 – 77 cm
Taille des roues	4 × roues doubles Ø 10 cm avec freins individuels
Dimensions en position assise	L 99 x l 92.5 x H 139
Amplitude de réglage du dossier	80° (-13° en-dessous de l'horizontale en position de Trendelenburg)
Poids du fauteuil	80 kg
Réglage de l'inclinaison d'assise	20°
Poids maximal du patient	200 kg
Réglage du repose-jambes	30°
Réglage du repose-pieds	25 cm
Taille du coussin	L 210 × W 60 × H 9.5 cm
Nombre de touches sur la télécommande	13
Nombre de moteurs	5 (dossier, inclinaison d'assise, hauteur d'assise et repose-jambes, repose-pieds électrique)
Taille des accoudoirs	L 57 × W 15 × H 6.5 cm

Fauteuil de traitement Comfort-4 Plus

Fauteuil de traitement avec contrôle intelligent

N° ART. 723C4P00



Informations	Comfort-4 Plus
Hauteur d'assise	55 – 77
Dimensions en position assise	L 145 x l 92.5 x H 80.5 (en fonction des accoudoirs et du repose-pieds)
Taille des roues	4 x roues doubles Ø 10 cm avec freins individuels
Amplitude de réglage du dossier	80° (-13° en-dessous de l'horizontale en position de Trendelenburg)
Poids du fauteuil	80 kg
Réglage de l'inclinaison d'assise	20°
Poids maximal du patient	200 kg
Réglage du repose-jambes	30°
Réglage du repose-pieds	25 cm
Taille du coussin	L 210 x W 60 x H 9.5 cm
Nombre de touches sur la télécommande	16
Nombre de moteurs	4 (dossier, inclinaison d'assise, hauteur d'assise et repose-jambes; repose-pieds électrique en option)
Taille des accoudoirs	L 57 x W 15 x H 6.5 cm
Système de contrôle intelligent	Oui
Contrôle moteur SSP	Oui

Fauteuil de traitement Comfort-4 Scale

Fauteuil de traitement avec balance de précision

N° ART. 7130368W



Permet une surveillance continue du poids du patient et des changements de poids durant les traitements.

Informations	Comfort-4 Scale
Hauteur d'assise	54 – 76
Dimensions en position assise	L 145 x l 92.5 x H 80.5 (en fonction des accoudoirs et du repose-pieds)
Taille des roues	4 x roues doubles Ø 10 cm avec freins individuels
Amplitude de réglage du dossier	80° (-13° en-dessous de l'horizontale en position de Trendelenburg)
Poids du fauteuil	95 kg
Réglage de l'inclinaison d'assise	20°
Poids maximal du patient	200 kg
Réglage du repose-jambes	30°
Réglage du repose-pieds	29 cm
Taille du coussin	L 215 x W 60 x H 9.5 cm
Nombre de touches sur la télécommande	13
Nombre de moteurs	4 (dossier, inclinaison d'assise, hauteur d'assise et repose-jambes; repose-pieds électrique en option)
Taille des accoudoirs	L 57 x W 15 x H 6.5 cm
Système de contrôle intelligent	Oui
Contrôle moteur SSP	Non

Options pour Comfort-4

Options	N° Art.
Pédales de commande pour passage en position de Trendelenburg sur les deux côtés du châssis	713E005
Câble de connexion (3 m) pour raccordement équipotentiel (EPN)	713E012
Câble de connexion (3 m) pour raccordement équipotentiel (EPN)	713E014
Système de batterie de secours rechargeable en cas de panne de courant (24V DC)	713E015
Contrôle moteur SSP pour un fonctionnement plus souple (principe Soft-Start-Stop)	713E017
Unité audio 4 canaux (intégrée dans le boîtier de commande)	713E018
Coussin appui-tête avec haut-parleurs intégrés (uniquement en association avec une unité audio 4 canaux)	713E019
Bloc d'alimentation médicale intégré (9-12V DC)	713E020
Table multifonctions Comfort-T2	713M009
Accoudoirs flexibles réglables en hauteur pour applications médicales universelles (la paire)	713M010
Ressort pneumatique intégré dans l'accoudoir pour une manipulation plus sécurisée et amortie (la paire)	713M011
Barre de poussée	713M012
Support universel pour tablettes et smartphones	713M013
Repose-pieds amovible pour exercices autonomes	713M031
Repose-pieds motorisé	713M032

Options	N° Art.
Support pour rouleaux de papier	713M033
Support pour perfusion (tige IV) avec réglage de la hauteur	713M038
4 roues doubles de 10 cm de diamètre et système de freinage centralisé	713M040
4 roues doubles de 12,5 cm de diamètre et système de freinage centralisé	713M041
Logo personnalisable sur le coussin	713U011
Coussin appui-tête carré	713U012
Matelas DuoShape avec combinaison de couleurs personnalisable (40 couleurs disponibles) TUNDRA	713U026
Housse de protection en plastique transparente pour le repose-pieds	713U027
Housse de protection en plastique transparente pour le repose-jambes motorisé	713U028
Matelas DuoShape d'une épaisseur de 110 mm avec combinaison de couleurs standards chrome-perle	713U031
Matelas DuoShape d'une épaisseur de 110 mm avec combinaison de couleurs personnalisées (40 couleurs disponibles) TUNDRA	713U032
Matelas DuoShape en mousse à mémoire de forme avec combinaison de couleurs standards chrome-perle	713U033
Matelas DuoShape en mousse à mémoire de forme avec combinaison de couleurs personnalisées (40 couleurs disponibles) TUNDRA	713U034
Matelas DuoShape avec combinaison de similicuir ignifugé (15 couleurs disponibles) PALMA	713U035

B. Braun Medical SA | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market: Tél. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tél. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com