

# Helimatic® Cleaner enzymatic

Nettoyant enzymatique liquide pour la préparation des endoscopes souples et des instruments chirurgicaux

Nettoyage – automatique

**Helimatic® Cleaner enzymatic** ... nettoyage bien toléré par les matériaux

Les exigences élevées concernant les procédés de préparation et les produits sont particulièrement éloquentes lorsqu'il s'agit d'instruments de micro-chirurgie et d'endoscopes souples, qui forment un système complexe de canaux parfois étroits, de jonctions et de grandes cavités. En outre, les dispositifs sensibles, avec leurs objectifs complexes, conduits de lumière, collages spéciaux et matières plastiques très élastiques, nécessitent un traitement tout particulièrement bien toléré afin de ne pas nuire à leur fonctionnement, même après de nombreux cycles de préparation. Les produits Helimatic® Cleaner enzymatic et Helimatic® Disinfectant forment un système coordonné pour le nettoyage et la désinfection automatiques des endoscopes souples et des dispositifs/accessoires thermolabiles.

## Helimatic® Cleaner enzymatic

L'étape de nettoyage joue un rôle clé dans la préparation chimio-thermique. Seul un nettoyage sans résidus du sang, des sécrétions et des protéines garantit le succès de la préparation et empêche l'incrustation d'impuretés résiduelles lors de l'étape de désinfection ou de séchage qui suit.

C'est ce qu'offre Helimatic® Cleaner enzymatic, un produit puissant de pH neutre qui permet un nettoyage en profondeur tout en tenant compte de l'importance des matériaux sensibles.

## Propriétés

Helimatic® Cleaner enzymatic

- Association innovante et brevetée de substances enzymatiques pour un pouvoir nettoyant optimal
- Excellent pouvoir auto-nettoyant tout particulièrement à l'égard des dépôts de sang et de protéines
- Particulièrement adapté aux points difficiles d'accès des dispositifs dotés d'une géométrie complexe
- pH neutre et très bien toléré par les matières plastiques et les surfaces métalliques

## Dosage et mode d'emploi

voir Helimatic® Disinfectant

Article	N° art.
Bidon 5 litres	18558
Bidon 25 litres	18561
Fût 200 litres	18560
Fût 600 litres	18740



Association innovante de substances enzymatiques

### Helimatic® Cleaner enzymatic

Composition : tensioactifs, enzymes, anti-corrosifs, additifs.

Indications selon le règlement (CE) n°648/2004 relatif aux détergents : < 5 % tensioactifs anioniques, < 5 % tensioactifs non-ioniques, < 5 % polycarboxylate, méthylparaben, enzymes