

# Helimatic® Cleaner enzymatic

Flüssiger Enzymreiniger zur Aufbereitung von flexiblen Endoskopen und chirurgischen Instrumenten

Reinigung – maschinell

## Helimatic® Cleaner enzymatic ... materialschonende Reinigung

Die hohen Anforderungen an Aufbereitungsverfahren und Produkte werden vor allem an mikrochirurgischen Instrumenten und flexiblen Endoskopen deutlich, die ein kompliziertes System von teilweise engen Kanälen, Verzweigungen und sperrigen Hohlräumen bilden. Zusätzlich erfordern die empfindlichen Geräte mit ihren komplizierten Optiken, Lichtleitern, speziellen Verklebungen und hochelastischen Kunststoffen eine besonders schonende Behandlung, um die Funktionsfähigkeit auch nach vielen Aufbereitungszyklen nicht zu beeinträchtigen. Die Produkte Helimatic® Cleaner enzymatic und Helimatic® Disinfectant bilden ein abgestimmtes System für die maschinelle Reinigung und Desinfektion flexibler Endoskope und thermolabiler Geräte/Zubehör.

### Helimatic® Cleaner enzymatic

Eine Schlüsselrolle bei der chemothermischen Aufbereitung nimmt der Reinigungsschritt ein. Nur die rückstandsfreie Reinigung von Blut-, Sekret- und Proteinkontaminationen gewährleistet den Erfolg der Aufbereitung und verhindert Inkrustationen von Restverschmutzungen durch den nachfolgenden Desinfektionsschritt bzw. die Trocknungsphase.

Dies leistet Helimatic® Cleaner enzymatic, ein pH-neutrales Hochleistungsprodukt, das für eine gründliche Reinigung sorgt und gleichzeitig besonders die Belange empfindlicher Materialien berücksichtigt.

### Eigenschaften

Helimatic® Cleaner enzymatic

- Patentierte, innovative Enzym-Wirkstoffkombination für optimierte Reinigungsleistung
- Hervorragendes selbsttätiges Reinigungsvermögen speziell gegenüber Blut- und Eiweissverschmutzungen
- Besonders geeignet bei schwer zugänglichen Stellen von Geräten mit komplizierter Geometrie
- pH-neutral und sehr materialschonend gegenüber Kunststoffen und metallischen Oberflächen

### Dosierung und Anwendungshinweise

siehe Helimatic® Disinfectant

Artikel	Art.-Nr.
Kanister 5 Liter	18558
Kanister 25 Liter	18561
Fass 200 Liter	18560
Fass 600 Liter	18740



**Innovative Enzym-Wirkstoffkombination**

### Helimatic® Cleaner enzymatic

Zusammensetzung: Tenside, Enzyme, Korrosionsinhibitoren, Hilfsstoffe.

Angaben gemäss Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien: < 5% anionische Tenside, < 5% nicht-ionische Tenside, < 5% Polycarboxylate, Methylparaben, Enzyme