

Helimatic® Neutralizer C

Flüssiges Neutralisationsmittel

Neutralisation – maschinell

Helimatic® Neutralizer C ... umweltschonend durch Zitronensäure

Eigenschaften

Helimatic® Neutralizer C

- Umweltverträgliches flüssiges Neutralisationsmittel
- Für die Neutralisation nach dem Einsatz von Helimatic® Cleaner alkaline
- Auf Basis von Zitronensäure
- Umweltverträglich und leicht abbaubar
- Phosphat- und tensidfrei
- Auch in Ergänzung zu Neutralreinigern einsetzbar, um in Abhängigkeit der Wasserqualität das Aufbereitungsergebnis zu verbessern

Dosierung und Anwendungshinweise

Anwendungsdosierung 0.05 % bis 0.3 %

Artikel	Art.-Nr.
Kanister 5 Liter	18732
Kanister 25 Liter	18734
Fass 200 Liter	18772
Fass 600 Liter	18798



Phosphat- und tensidfrei

Physikalisch-chemische Daten

pH-Wert (20°C):
rel. Dichte (20°C, g/cm³):
Aussehen:
Geruch:
Leitfähigkeit

Gebrauchslösung: 0.1 %

ca. 3.2
0.988
klar, farblos
neutral, angenehm
210 µS cm⁻¹

Helimatic® Neutralizer C

Zusammensetzung: 15–30 % Zitronensäure

Angaben gemäss Gefahrstoffverordnung: Reizt die Augen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen