



TOUJOURS PRÊTS  
À L'EMPLOI



## Softa<sup>®</sup> Swabs

Tampons de nettoyage pré-injections

# Softa® Swabs

## Tampons de nettoyage pré-injections

### PROPRIÉTÉS

- Tampons alcooliques à usage unique conditionnés à l'unité
- Imbibés d'alcool isopropylique à 70 %
- Pour le nettoyage de la peau avant des ponctions et des injections
- Non-tissé absorbant non fibreux
- Taille pratique  
(plié 32.5 mm x 30 mm, déplié 65 mm x 30 mm)

### INDICATION

- Nettoyage avant des injections
- Pour la préparation de la peau, d'instruments ou d'ustensiles

### DOSAGE

- Appliquer sur la zone de peau souhaitée pour le nettoyage local, avant des ponctions ou des injections
- Éliminer le tampon après usage

### PRÉSENTATION

- Boîte de 100 tampons (50 x 2)
- Conditionnés à l'unité



Article	N° art.	Pharmacode
Softa® Swabs, tampons alcooliques	19579	4894856

### Softa Swabs® – Composition:

70 g propane-2-ol par 100 g de solution imbibant les tampons,  
0,66 g ± 0,1 g de solution par tampon