



SEMPRE PRONTI
ALL'USO



Softa[®] Swabs

Tamponi per la detersione pre-iniezione

Softa® Swabs

Tamponi per la detersione pre-iniezione

CARATTERISTICHE

- Tamponi monouso imbevuti con alcol e confezionati singolarmente
- Imbevuti con alcol isopropilico al 70 %
- Per la pulizia della cute prima di punture e iniezioni
- Tessuto non tessuto assorbente, non sfilacciante
- Dimensioni maneggevoli (piegato 32.5 mm x 30 mm, spiegato 65 mm x 30 mm)

INDICAZIONI

- Per la pulizia prima di iniezioni
- Per la preparazione di cute, strumenti o utensili

DOSAGGIO

- Passarlo sull'area di cute desiderata per la pulizia locale prima di punture o iniezioni
- Smaltire dopo l'uso

CONFEZIONE

- Scatola con 100 tamponi (50 x 2)
- Confezionati singolarmente



Articolo	Cod. art.	Pharmacode
Softa® Swabs, tamponi imbevuti con alcol	19579	4894856

Softa Swabs® – composizione:

70 g di 2-propanolo per 100 g di soluzione di imbibizione;
0,66 g ± 0,1 g di soluzione di imbibizione per tampone

B. Braun Medical SA | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com