



O' eine Stomaversorgung,  
die flexibel und dicht ist.

Softima® Active O'convex

Jeder Mensch ist einzigartig.  
Unterschiedliche Körperformen, verschiedene  
Alter und vielfältige Bedürfnisse. Doch fast  
alle haben ein gemeinsames Problem:

## Stoma-Leckagen

76%

der Betroffenen haben im Laufe ihres  
Lebens Probleme mit Leckagen bei  
ihrer Stomaversorgung.<sup>1</sup>

## KONVEXITÄT KANN EINE LÖSUNG SEIN!

Der Zweck einer konvexen Stomaversorgung besteht darin, eine gute  
Abdichtung zwischen dem Beutelsystem und der peristomalen Haut zu  
erreichen.<sup>1</sup>

Konvexe Systeme können geeignet sein bei


- Flachen Stoma-Anlagen (Stoma auf der Höhe der Bauchdecke)<sup>1</sup>
- Retrahierten Stomas (unter dem Niveau der Bauchhaut)<sup>1</sup>
- Hautfalten, Knitterfalten, Narben<sup>1</sup>
- Weicher Bauchoberfläche<sup>2</sup>
- High Output Ileostomas<sup>2</sup>

## Vorteile der weichen Konvexität


Weiche, konvexe Produkte schaffen eine Abdichtung rund ums Stoma.  
Dies schenkt Vertrauen und sorgt für mehr Lebensqualität.



Hohe Sicherheit<sup>2,3</sup>



Hautfreundlichkeit<sup>2</sup>



Optimaler Tragkomfort<sup>3</sup>

# O'welch' Unterschied

Was Fachpersonen über Softima® Active O'convex sagen:



Softima® Active O'convex hat die starre Konvexität vorteilhaft ersetzt und bietet grössere Einsatzmöglichkeiten. Wenn Konvexität erforderlich ist, ist die weiche Variante meine erste Wahl.

**Anne von der Drift**

Stomatherapeutin – Spital Bichat, Frankreich



Wenn ich Softima® Active O'convex verwende, kann ich mich auf das weiche und flexible System verlassen und meine Patientinnen und Patienten sind vor dem Auslaufen der Stomaversorgung geschützt.

**Virginie Lhommet**

Stomatherapeutin – Spital Bichat, Frankreich



Meine Erfahrung zeigt: Dieser Beutel ist besonders geeignet für flache oder leicht retrahierte Stoma-Anlagen. Auch bei flüssigem Stuhl kann dieser Beutel verwendet werden, um Leckagen zu vermeiden und damit peristomale Hautreizungen vorzubeugen.

Ich empfehle das Produkt besonders für aktive und sportliche Menschen. Diese wählen den Beutel wegen seiner Weichheit und Flexibilität, welche ein wichtiges Kriterium für ihre täglichen Aktivitäten und ihre Lebensqualität sind.

**Danièle Chaumier**

Stomatherapeutin, Präsidentin der französischen Vereinigung AFET




# O'welch grossartige Dichtung<sup>1</sup>

Softima® Active O'convex kann die Lösung sein, um Ihre Patientinnen und Patienten vor Stoma-Leckagen und den daraus resultierenden Hautreizungen zu schützen. Dieser konvexe Hautschutz ist weicher als andere konvexe Platten von B. Braun und daher sanft und schonend für die peristomale Haut.<sup>4</sup>



**Hautschutz mit weicher Konvexität**  
Entwickelt, um Flexibilität<sup>5</sup> und einfaches Entfernen<sup>6</sup> des Beutels zu verbinden, dies dank des weichen integrierten Rings.



**6 mm Konvexitätstiefe**  
entwickelt, um eine optimale Abdichtung rund um das Stoma herum zu erreichen.<sup>4</sup>



## **B. Braun Stomagürtel**

Mit diesem Gürtel kann der Effekt der Konvexität verstärkt werden.<sup>3,4</sup> Softima® Active O'convex bietet auf jeder Seite drei Schlitz für eine ideale Gürtelfixierung und optimal angepasste Druckverteilung.



# O' so viele Pluspunkte

Zusätzlich zu der weichen Konvexität von Softima® Active O'convex bieten die Beutel folgende Vorteile:



## Grosses Sichtfenster

bei Ileostomiebeutel:

- Erleichtert das korrekte Anbringen des Beutels
- Einfache Prüfung der Stuhlqualität
- Kontrolle der Stuhlmenge



## Auslass-System

### ☀ Für den Tag

- Klar ersichtlich, ob offen oder geschlossen
- Einfaches Handling auch für eingeschränkte Fingerfunktionalität
- Keine Resttropfen – keine nassen Hände oder Kleider



### 🌙 Für die Nacht

- Verbindungsstück zum Aufstecken und Anschliessen des Nachtbeutels
- Hörbares Klicken beim Anschliessen und Einrasten
- Sichere Verbindung – kein Verdrehen des Schlauchs und des Nachtbeutels





## Roll'up Auslass-System

- Integrierte, weiche Klemme mit Plastikvelcro-Verschluss
- 7 cm breite Auslassöffnung
- Weiche Kanten für mehr Komfort
- Kompaktes Beuteldesign wie ein Kolostomiebeutel

# Softima® Active O'convex

## PRODUKTÜBERSICHT

|                                                                                   | Artikel                                                                                 | Füllmenge | Einheit | Art. Nr.  | Pharmacode |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|------------|
|  | Softima® Active O'convex Uro 15-35 mm Midi                                              | 670 ml    | 10      | 4641715CH | 7844747    |
|  | Softima® Active O'convex Ileostomiebeutel Roll'up Midi 15-45 mm, beige mit Sichtfenster | 600 ml    | 10      | 4622716CH | 7844748    |
|                                                                                   | Softima® Active O'convex Ileostomiebeutel Roll'up Maxi 15-45 mm, beige mit Sichtfenster | 690 ml    | 10      | 4622717CH | 7844749    |

MiGeL Stomaversorgung 29.01.01.00.1

### REFERENZEN:

- 1 Evans, M. & White, P. Selecting convexity to improve and maintain peristomal skin integrity. Br J Nurs. 2020 Sep 0;29(16):S8-S14. doi: 10.12968/bjon.2020.29.16.S8.
- 2 Perrin, A. Convex stoma appliances: an audit of stoma care nurses. Br J Nurs, 2016 Dec 8 ;25(22):S10-S15. doi: 10.12968/bjon.2016.25.22.S10.
- 3 Hoeflok J, Salvadalena G, Pridham S, Droste W, McNichol L, Gray M. Use of Convexity in Ostomy Care. Ergebnisse eines internationalen Konsenses Sitzung. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2017;44(1):55-62. doi: 10.1097/WON.0000000000000291.
- 4 Data on file: Clinical Evaluation Report: CER-OC-03 Ostomy appliances; V3; 2021-03-09.
- 5 Daten in der Akte: F&E-Bericht Nr. CR1479 Bewertung der Flexibilität von 1-teiligen konvexen Systemen; BB4DEV35 CR1479 Eval Souplesse PCT Convex
- 6 Daten in den Akten: Bericht über Flexima®/Softima® Key post-marketing user evaluation. Lukas Schaumann. 2005-03-23

B. Braun Medical AG | Seesatz 17 | CH-6204 Sempach | customer-service.ch@bbraun.com | www.bbraun.ch  
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33