



DOMAINES D'APPLICATION

Pour tous les genre de
protection de plaies douces

Askina[®] Soft Clear / Askina[®] Soft

PANSEMENTS RAPIDES SÛRS ET DOUX POUR LA PEAU

Askina® Soft Clear/Askina® Soft

PANSEMENTS RAPIDES SÛRS ET DOUX POUR LA PEAU

Askina® Soft Clear

Le pansement rapide transparent hydrofuge, sûr et adhérent longtemps, contient un coussinet pour tous les traitements de plaies aiguës et postopératoires.



AVANTAGES

- **Protection élevée contre l'infection** – film en polyuréthane imperméable aux bactéries
- **Longue durée de port** – adhésion sûre, même lors de douches répétées
- **Pas de macération** – coussinet de plaies intégré avec haute capacité d'absorption
- **Changement de pansement pratiquement sans douleurs** – ne colle pas à la plaie grâce au filet extrêmement fin

Askina® Soft

Le pansement en non-tissé autoadhésif agréable à la peau, avec un coussinet absorbant intégré pour le traitement de toutes formes de plaies aiguës et postopératoires.



AVANTAGES

- **Grand confort au porter** – pansement élastique en non-tissé laissant passer l'air
- **Adhésion sûre** – très modulable, même aux endroits difficiles
- **Pas de macération** – coussinet absorbant bien capitonné
- **Changement de pansement pratiquement sans douleurs** – ne colle pas à la plaie grâce au filet extrêmement fin

SURVOL DES PRODUITS

Article	Unité	N°art.	Pharmacode	LiMA
Askina® Soft Clear stérile				
5 x 7.5 cm	50	9086803	4054139	35.05.10.01.1
10 x 9 cm	50	9086821	4054151	35.05.10.02.1
Askina® Soft stérile				
5 x 7.5 cm	50	9086480	2600425	35.01.10.10.1
5 x 9 cm	50	9086501	2600454	35.01.10.11.1
10 x 9 cm	50	9086510	2600431	35.01.10.12.1
15 x 9 cm	40	9086528	2600448	35.01.10.13.1
Askina® Soft non stérile				
4 cm x 5 m	1	9086030	2600460	-
6 cm x 5 m	1	9086048	2600477	-
8 cm x 5 m	1	9086056	2600483	-