



CAMPI D'IMPIEGO

- Decubiti
- Ulcere flebopatiche
- Ulcere del piede diabetico
- Ferite da traumi

Askina[®] Transorbent[®]

LA MEDICAZIONE PER FERITE IN ESPANSO
CON RIVESTIMENTO IN IDROGEL


Askina® Transorbent®

MEDICAZIONI PER FERITE RAPIDE SICURE E DERMOCOMPATIBILI

E' una medicazione in espanso autoadesiva con rivestimento in idrogel brevettato per un efficace controllo dell'essudato, per ferite moderatamente essudanti, aderisce in maniera affidabile.



STRUTTURA



- 1 Strato adesivo:** non aderisce alla ferita
- 2 Strato in idrogel:** assorbe l'essudato dalla ferita e lo trasferisce alla medicazione; preserva un ambiente della ferita umido
- 3 Strato in espanso:** favorisce lo scambio di gas, convoglia l'essudato all'evaporazione; effetto imbottitura
- 4 Pellicola in poliuretano semipermeabile:** permeabile ai gas

VANTAGGI

- Controllo ottimale dell'essudato grazie al rivestimento in idrogel brevettato
- Protegge la ferita dagli influssi esterni
- Morbida e flessibile – si adatta anche alle forme del corpo più difficili
- Aderisce in maniera affidabile
- Si rimuove senza che lasci residui
- Può essere tagliata a misura per ogni ferita

PANORAMICA DEI PRODOTTI

| Articolo | Unità | Cod. art. | Pharmacode | EMAp |
|------------------------------------|-------|-----------|------------|---------------|
| Askina® Transorbent® | | | | |
| 5 x 7 cm | 10 | 0072786R | 2121417 | 35.05.03.01.1 |
| 10 x 10 cm | 10 | 0072788T | 1988002 | 35.05.03.03.1 |
| 15 x 15 cm | 5 | 0072790V | 1679873 | 35.05.03.04.1 |
| 20 x 20 cm | 5 | 0072791W | 1679896 | 35.05.03.06.1 |
| Askina® Transorbent® Sacrum | | | | |
| 18 x 20 cm | 5 | 0072792X | 2121423 | 35.05.03.10.1 |