









- Professionell und sicher
- Individuellen Bedürfnissen angepasst
- Umfangreiches Sortiment

# PRODUKTÜBERSICHT URINBEUTEL

SICHERE RUNDUMVERSORGUNG




# BETTBEUTEL

Beschreibung	Volumen	Schlauchlänge	Ablassventil	Sterilisation	Rücklaufsperr- / Antirefluxventil	Verkaufseinheit	Spezielles	Art.-Nr.	Pharmacode
<b>Urimed® B'Bags</b> 	1500 ml	90 cm	-	unsteril	-	250 Stk.		29435	6322130
	1500 ml	90 cm	-	unsteril	ja	250 Stk.		29430	7361103
	1500 ml	90 cm	-	steril	-	100 Stk.		29420	6322101
	2000 ml	90 cm	-	unsteril	-	250 Stk.		29415	6322147
	2000 ml	90 cm	-	unsteril	-	30 Stk.*		29416	6380972
	2000 ml	90 cm	-	unsteril	ja	250 Stk.		29410	7361095
	2000 ml	90 cm	-	steril	-	100 Stk.		29400	6322118
	2000 ml	90 cm	Schiebehahn	unsteril	ja	200 Stk.		29450	6322153
	2000 ml	90 cm	Schiebehahn	unsteril	ja	30 Stk.*		29451	6380989
	2000 ml	90 cm	Schiebehahn	steril	ja	100 Stk.		29440	6322176
<b>Medicare® Beutel</b> 	2000 ml	90 cm	Schiebehahn	steril	ja	10 Stk.		28115	6380995
<b>Sekretbeutel</b> 	2000 ml	90 cm	-	einzel steril verpackt	-	1 Stk.	Luer-Lock-Ansatz (männlich)	4462009	3189742
<b>Urimed® SP</b> 	2000 ml	100 cm mit Schiebeklemme	Schiebehahn mit Stopper und Ein- stecklasche	einzel steril verpackt	ja	1 Stk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belüftungsfiler</li> <li>Silikonport am Stufenkonus für die nadelfreie Probe-Entnahme (mittels Spritzen mit Luer-Konus)</li> </ul>	28650	5673270
<b>Urimed® SP+</b> 	2000 ml	130 cm mit Schiebeklemme	Schiebehahn mit Stopper und Ein- stecklasche	einzel steril verpackt	ja	1 Stk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belüftungsfiler</li> <li>Beutefixation (2 Hacken und Kordel)</li> <li>Silikonport am Stufenkonus für die nadelfreie Probe-Entnahme (mittels Spritzen mit Luer-Konus)</li> </ul>	28630	6519329
<b>Ureofix® 112 Plus</b> 	2000 ml	110 cm mit Schiebe- und Schlauchfixier- Klemme	Schiebehahn	einzel steril verpackt	ja	25 Stk.	Geschlossenes Urindrainage-System mit dem 3-fach Sicherheitskonzept: <ul style="list-style-type: none"> <li>Steriler belüfteter Urinbeutel</li> <li>Silikonport am Stufenkonus zur nadelfreien Probe-Entnahme</li> <li>Bakteriendichte Tropfkammer mit Schutzmembran, Bodenablassventil mit Schiebehahn und belüfteter Einstecklasche</li> <li>1 Paar sterile, latexfreie Handschuhe</li> </ul>	284315	4191310
<b>Urinbeutel</b>	4000 ml	100 cm	Schiebehahn	einzel steril verpackt	ja	20 Stk.	Silikonport am Stufenkonus zur nadelfreien Probe-Entnahme	4801020	6460211
<b>Urinbeutel m. Pumpball</b>	4000 ml	100 cm	Schiebehahn	einzel steril verpackt	ja	20 Stk.	Schlauch mit Pumpball, Silikonport am Stufenkonus zur nadelfreien Probe-Entnahme	4801030	6460228

# BEINBEUTEL

Beschreibung	Volumen	Schlauchlänge	Ablassventil	Sterilisation	Rücklaufsperrre/ Antirefluxventil	Verkaufs- einheit	Spezielles	Art.-Nr.	Pharmacode
<b>Urimed® Bag Plus</b> 	500 ml	60 cm	Sicherheitsventil	unsteril	ja	10 Stk.	Schlauch 60 cm (Cut to fit)	28501A	6322124
<b>Urimed® Tribag Plus</b>	500 ml	2 cm	Sicherheitsventil	einzeln steril verpackt	ja	10 Stk.	weiche Vliesrückseite	28201	5392163
<b>3-Kammer Beinbeutel</b> 	500 ml	20 cm	Sicherheitsventil	einzeln steril verpackt	ja	10 Stk.	weiche Vliesrückseite	28203	5267587
	500 ml	40 cm	Sicherheitsventil	einzeln steril verpackt	ja	10 Stk.	weiche Vliesrückseite	28204	5392186
	500 ml	60 cm	Sicherheitsventil	einzeln steril verpackt	ja	10 Stk.	weiche Vliesrückseite	28205	6140127
	800 ml	2 cm	Sicherheitsventil	einzeln steril verpackt	ja	10 Stk.	weiche Vliesrückseite	28301	5392192
	800 ml	20 cm	Sicherheitsventil	einzeln steril verpackt	ja	10 Stk.	weiche Vliesrückseite	28303	5392200
	800 ml	40 cm	Sicherheitsventil	einzeln steril verpackt	ja	10 Stk.	weiche Vliesrückseite	28304	5392217
	800 ml	60 cm	Sicherheitsventil	einzeln steril verpackt	ja	10 Stk.	weiche Vliesrückseite	28305	6140133

# ZUBEHÖR

Beschreibung	Verkaufs- einheit	Spezielles	Art.-Nr.	Pharmacode
<b>Urimed® Handle</b>  Aufhänger für Urinbeutel unsteril (Fixation am Bett oder Rollstuhl)	50 Stk.		68548R	5468073
<b>Urimed® Strap</b>  Klettband zur Fixierung von Beinbeuteln am Ober- oder Unterschenkel ermöglicht ein bequemes und unauffälliges Tragen des Beinbeutels	10 Stk.		68551	5433293
<b>Urimed® Fix</b>  Die zuverlässige und bequeme Fixierung für Urin-Beinbeutel am Ober- und Unterschenkel, waschbar bis 60 °C	2 Stk.	● Grösse S	68520R	6133239
	2 Stk.	● Grösse M	68530R	6133245
	2 Stk.	● Grösse L	68540R	6133251
<b>Urimed® Klett</b>  Universalbefestigung für Sonden, Katheter, Schläuche und Drainagen - klein	10 Stk.		28260	2262678
Universalbefestigung für Sonden, Katheter, Schläuche und Drainagen - gross	10 Stk.		28261	2262684

B. Braun Medical AG | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)  
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | [sales-hospital.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-hospital.bbmch@bbraun.com)  
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | [sales-opm.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-opm.bbmch@bbraun.com)