


# Uro-Tainer®

SENZA PVC

I sistemi di irrigazione monouso sterili e pronti all'uso Uro-Tainer® per la manutenzione dei cateteri e l'instillazione endovesicale (Uro-Tainer® M NaCl 0,9) sono privi di PVC, lattice e bisfenolo A.

Le sacche delle soluzioni da irrigazione Uro-Tainer® nella versione senza PVC sono riconoscibili per l'elevata trasparenza della sacca e per il codice colore verde del morsetto, del cappuccio conico e della porta da iniezione.

## SPECIFICHE



Sospensione  
Uro-Tainer® M NaCl 0.9%



Design e colore adattato  
(verde) del morsetto in  
plastica; ne permette  
l'uso con una mano sola



Cappuccio conico e  
morsetto in verde



Altezza trasparenza  
della sacca



Invariata portata







Uro-Tainer® M NaCl 0.9%  
compatibilità con i  
medicamenti



Posizionamento  
della porta da iniezione per  
Uro-Tainer® M NaCl 0.9%

# Soluzioni da irrigazione

PER UROLOGIA

	Articolo	Unità	EMAp	Cod. art.	Pharmacode
	<b>Uro-Tainer® NaCl 0.9 %</b> Soluzione di irrigazione per la manutenzione dei cateteri transuretrali e sovrapubici a permanenza. Sistema monouso sterile per il lavaggio meccanico del catetere, la rimozione di residui di tessuti, muco e coaguli di sangue e l'instillazione endovescicale (Uro-Tainer® M NaCl 0,9%).				
	Uro-Tainer® NaCl 0.9 %, 100 ml	10	15.13.15.00.1	FB99833	0807582
	Uro-Tainer® M NaCl 0.9 %* porta per iniezione dei farmaci, 100 ml	10	15.13.15.00.1	FB99853	1475567
	<b>Uro-Tainer® Poliesanide 0.02 %</b> Soluzione di irrigazione per la manutenzione dei cateteri transuretrali e sovrapubici a permanenza. Sistema monouso sterile per la decolonizzazione (riduzione della carica batterica) di routine dei cateteri transuretrali e sovrapubici a permanenza.				
	Uro-Tainer® Poliesanide 0.02 %, 100 ml	10	-	FB99965	6815921
	<b>Uro-Tainer® Suby G</b> Soluzione di irrigazione per la manutenzione dei cateteri transuretrali e sovrapubici a permanenza. Sistema monouso sterile con soluzione di acido citrico al 3,23% per prevenire la formazione di incrostazioni e l'ostruzione dei cateteri mediante uso profilattico.				
	Uro-Tainer® Suby G, 100 ml	10	-	FB99839	0807346
	<b>Uro-Tainer® Solutio R</b> Soluzione di irrigazione per la manutenzione dei cateteri transuretrali e sovrapubici a permanenza. Sistema monouso sterile con soluzione di acido citrico al 6% per sciogliere incrostazioni ostinate, sbloccare cateteri incrostati e da usare prima della rimozione del catetere per ridurre il rischio di danneggiare l'uretra.				
	Uro-Tainer® Solutio R, 100 ml	10	-	FB99841	0807599