


Uro-Tainer®

EXEMPT DE PVC

Les systèmes de rinçage stériles à usage unique Uro-Tainer®, prêts à l'emploi pour l'entretien de cathéter et l'instillation intravésicale (Uro-Tainer® M NaCl 0,9), sont exempts de PVC, de latex et de bisphénol A.

Les poches des solutions de rinçage Uro-Tainer® en version sans PVC sont reconnaissables à leur haute transparence et par le marquage couleur en vert du clamp, du bouchon conique et du port d'injection.

SPÉCIFICATIONS



Suspente
Uro-Tainer® M NaCl 0.9 %



Haute transparence
de la poche



Inchangé débit



Compatibilité des
médicaments avec
Uro-Tainer® M NaCl 0.9 %



Placement du port
d'injection Uro-Tainer® M
NaCl 0.9 %



Design adapté et
marquage couleur (vert) du
clamp en plastique; permet
l'utilisation à une main







Bouchon conique et pince
en vert



Solutions de rinçage

POUR L'UROLOGIE

	Article	Unité	LiMA	N° art.	Pharmacode
	Uro-Tainer® NaCl 0.9 % Solution de rinçage pour l'entretien des cathéters transurétraux et sus-pubiens à demeure. Système stérile à usage unique pour le rinçage mécanique du cathéter, l'élimination des résidus tissulaires, du mucus et des coagulations sanguines et l'instillation intravésicale (Uro-Tainer® M NaCl 0,9%).				
	Uro-Tainer® NaCl 0.9 %, 100 ml	10	15.13.15.00.1	FB99833	0807582
	Uro-Tainer® M NaCl 0.9 %* avec port d'injection pour médicaments, 100 ml	10	15.13.15.00.1	FB99853	1475567
	Uro-Tainer® Polihexanide 0.02 % Solution de rinçage pour l'entretien des cathéters transurétraux et sus-pubiens à demeure. Système stérile à usage unique pour la décolonisation régulière (réduction de la charge bactérienne) des cathéters transurétraux et sus-pubiens à demeure.				
	Uro-Tainer® Polihexanide 0.02 %, 100 ml	10	-	FB99965	6815921
	Uro-Tainer® Suby G Solution de rinçage pour l'entretien des cathéters transurétraux et sus-pubiens à demeure. Système stérile à usage unique prophylactique contenant une solution d'acide citrique à 3.23% utilisé pour prévenir la formation de dépôts et l'obstruction des cathéters.				
	Uro-Tainer® Suby G, 100 ml	10	-	FB99839	0807346
	Uro-Tainer® Solutio R Solution de rinçage pour l'entretien des cathéters transurétraux et sus-pubiens à demeure. Système stérile à usage unique contenant une solution d'acide citrique à 6% pour la dissolution des dépôts tenaces, le débouchage des cathéters encrassés et à utiliser avant le retrait du cathéter pour réduire le risque de lésion de l'uretère.				
	Uro-Tainer® Solutio R, 100 ml	10	-	FB99841	0807599