


# Uro-Tainer®

PVC-FREI

Die Uro-Tainer®, sterile, gebrauchsfertige Einmalspülsysteme zur Katheterpflege und intravesikalen Instillation (Uro-Tainer® M NaCl 0,9), sind PVC-frei, Latex- und Bisphenol-A-frei.

Die Beutel der Uro-Trainer® Spüllösungen in der PVC-freien Version sind durch eine hohe Beutel-Transparenz und durch die farbliche Kennzeichnung der Klemme, der Konus-Kappe und des Injektionsports in grün erkennbar.

## SPEZIFIKATIONEN



Aufhänger  
Uro-Tainer® M NaCl 0.9%



Hohe Beutel-Transparenz



Unveränderte Flowrate



Uro-Tainer® M NaCl 0.9%  
Medikamentenkompatibilität



Platzierung des  
Injektionsport beim  
Uro-Tainer® M NaCl 0.9%







Angepasstes Design und  
Farbe (grün) der Kunststoff-  
Klemme; ermöglicht eine  
Ein-Hand-Bedienung



Konus-Kappe

# Spüllösungen

## FÜR DIE UROLOGIE

	Artikel	Einheit	MiGeL	Art.-Nr.	Pharmacode
	<b>Uro-Tainer® NaCl 0.9 %</b> Spüllösung zur Pflege von transurethralen und suprapubischen Dauerkathetern. Steriles Einmalsystem zur mechanische Spülung des Katheters, Beseitigung von Geweberesten, Schleim und Blutkoageln und intraversikalen Instillation (Uro-Trainer® M NaCl 0,9 %)				
	Uro-Tainer® NaCl 0.9 %, 100 ml	10	15.13.15.00.1	FB99833	0807582
	Uro-Tainer® M NaCl 0.9 %* mit Medikamenten-Zuspritzport, 100 ml	10	15.13.15.00.1	FB99853	1475567
	<b>Uro-Tainer® Polihexanid 0.02 %</b> Spüllösung zur Pflege von transurethralen und suprapubischen Dauerkathetern. Steriles Einmalsystem wird zur routinemässigen Dekolonisierung (Reduktion der Keimlast) bei transurethralen und suprapubischen Dauerkathetern eingesetzt.				
	Uro-Tainer® Polihexanid 0.02 %, 100 ml	10	-	FB99965	6815921
	<b>Uro-Tainer® Suby G</b> Spüllösung zur Pflege von transurethralen und suprapubischen Dauerkathetern. Steriles Einmalsystem mit 3.23 %-ige Zitronensäurelösung zur Verhinderung von Krustenbildung und Katheterobstruktion durch prophylaktische Anwendung.				
	Uro-Tainer® Suby G, 100 ml	10	-	FB99839	0807346
	<b>Uro-Tainer® Solutio R</b> Spüllösung zur Pflege von transurethralen und suprapubischen Dauerkathetern. Steriles Einmalsystem mit 6%-ige Zitronensäurelösung zur Auflösung hartnäckiger Verkrustungen, zum Entblocken verkrusteter Katheter und Anwendung vor einer Entfernung des Katheters, um das Risiko für eine Schädigung der Harnröhre zu senken.				
	Uro-Tainer® Solutio R, 100 ml	10	-	FB99841	0807599