

ABSAUGKATHETER TYP IDEAL

TRACHEOBRONCHIALE ABSAUGUNG



- Weiche medizinische Schlauchqualität
- Gute Gleiteigenschaften
- Gratfreie Schlauchoberfläche und atraumatisch abgerundete Katheterspitze für minimale Schleimhautreizung
- Katheter mit zentraler Öffnung und 2 kleinen, seitlichen Augen, die das Festsaugen der Katheterspitze verhindern
- Farbcodierte Trichteransätze
- Weich PVC 71 ± 3 Shore A
- Verkaufseinheit à 100 Stk.

Artikelbezeichnung	Zentrale Öffnung	Anzahl / Anordnung der Katheter-Augen	Art.-Nr.	Pharmacode
Absaugkatheter Ideal CH08, 52 cm, gerade	Ja	2 / seitlich	4302087	-
Absaugkatheter Ideal CH10, 52 cm, gerade	Ja	2 / seitlich	4302109	-
Absaugkatheter Ideal CH12, 52 cm, gerade	Ja	2 / seitlich	4302125	3137633
Absaugkatheter Ideal CH14, 52 cm, gerade	Ja	2 / seitlich	4302142I	-
Absaugkatheter Ideal CH16, 52 cm, gerade	Ja	2 / seitlich	4302162I	-
Absaugkatheter Ideal CH18, 52 cm, gerade	Ja	2 / seitlich	4302182I	-
Absaugkatheter Ideal CH08, 60 cm, gerade	Ja	2 / seitlich	4306082	-
Absaugkatheter Ideal CH10, 60 cm, gerade	Ja	2 / seitlich	4306112	3137716
Absaugkatheter Ideal CH12, 60 cm, gerade	Ja	2 / seitlich	4303122I	-
Absaugkatheter Ideal CH14, 60 cm, gerade	Ja	2 / seitlich	4303142I	-
Absaugkatheter Ideal CH16, 60 cm, gerade	Ja	2 / seitlich	4303162I	-
Absaugkatheter Ideal CH18, 60 cm, gerade	Ja	2 / seitlich	4303182I	-
Absaugkatheter Ideal CH12, 52 cm, gebogen	Ja	2 / seitlich	4302320	3137432
Absaugkatheter Ideal CH14, 52 cm, gebogen	Ja	2 / seitlich	4302346	3137455
Absaugkatheter Ideal CH16, 52 cm, gebogen	Ja	2 / seitlich	4302161I	-
Absaugkatheter Ideal CH10, 60 cm, gebogen	Ja	2 / seitlich	4307101	-
Absaugkatheter Ideal CH12, 60 cm, gebogen	Ja	2 / seitlich	4307127	-