

ABSAUGKATHETER TYP INVASOFT

ABSAUGKATHETER MIT AIRVENT-SPITZE



- Weiche medizinische Schlauchqualität
- Gute Gleiteigenschaften
- Gratfreie Schlauchoberfläche und atraumatisch abgerundete Katheterspitze für minimale Schleimhautreizung
- Katheter mit zentraler Öffnung und 2 kleinen, seitlichen Augen, die das Festsaugen der Katheterspitze verhindern
- Farbcodierte Trichteransätze
- Weich PVC 75 ± 3 Shore A
- Verkaufseinheit à 100 Stk.

Artikelbezeichnung	Zentrale Öffnung	Anzahl / Anordnung der Katheter-Augen	Art.-Nr.
Absaugkatheter Typ Invasoft, CH12, 60 cm	Ja	2 / seitlich	4308522
Absaugkatheter Typ Invasoft, CH14, 60 cm	Ja	2 / seitlich	4308549
Absaugkatheter Typ Invasoft, CH16, 60 cm	Ja	2 / seitlich	4308565