

CATETERE DA ASPIRAZIONE TIPO STANDARD

ASPIRAZIONE TRACHEOBRONCHIALE



- Materiale del tubicino flessibile di qualità medica
- Buone proprietà di scorrimento
- Superficie del tubicino flessibile senza sbavature e punta del catetere stondata e atraumatica per minima irritazione delle mucose
- Attacchi a imbuto con codice colore
- Morbido PVC 79 ± 4 Shore A
- Unità di vendita da 100 pz.

| Designazione articolo | Apertura centrale | Numero /disposizione delle asole del catetere | Cod. art. | Pharmacode |
|---|-------------------|---|-----------|------------|
| Catetere da aspirazione Standard CH06, 46 cm, retto | Si | - | 4301064 | 2506488 |
| Catetere da aspirazione Standard CH08, 46 cm, retto | Si | - | 4301080 | 2506494 |
| Catetere da aspirazione Standard CH10, 46 cm, retto | Si | - | 4301102 | 2506502 |
| Catetere da aspirazione Standard CH12, 46 cm, retto | Si | - | 4301129 | 2506519 |
| Catetere da aspirazione Standard CH14, 46 cm, retto | Si | - | 4301145 | 2506525 |
| Catetere da aspirazione Standard CH06, 52 cm, retto | Si | 2/laterali | 4308069 | 2515263 |
| Catetere da aspirazione Standard CH08, 52 cm, retto | Si | 2/laterali | 4308085 | 2506548 |
| Catetere da aspirazione Standard CH10, 52 cm, retto | Si | 2/laterali | 4308107 | - |
| Catetere da aspirazione Standard CH12, 52 cm, retto | Si | 2/laterali | 4308123 | 2506554 |
| Catetere da aspirazione Standard CH14, 52 cm, retto | Si | 2/laterali | 4302143S | - |
| Catetere da aspirazione Standard CH16, 52 cm, retto | Si | 2/laterali | 4302163S | - |
| Catetere da aspirazione Standard CH18, 52 cm, retto | Si | 2/laterali | 4302183S | - |
| Catetere da aspirazione Standard CH08, 60 cm, retto | Si | 2/laterali | 4309081 | - |
| Catetere da aspirazione Standard CH10, 60 cm, retto | Si | 2/laterali | 4303103S | - |
| Catetere da aspirazione Standard CH12, 60 cm, retto | Si | 2/laterali | 4303123S | - |
| Catetere da aspirazione Standard CH14, 60 cm, retto | Si | 2/laterali | 4303143S | - |
| Catetere da aspirazione Standard CH10, 60 cm, curvo | Si | 2/laterali | 4303107 | - |
| Catetere da aspirazione Standard CH12, 60 cm, curvo | Si | 2/laterali | 4303123 | - |
| Catetere da aspirazione Standard CH14, 60 cm, curvo | Si | 2/laterali | 4303140 | - |
| Catetere da aspirazione Standard CH16, 60 cm, curvo | Si | 2/laterali | 4303166 | - |