

CATHÉTER D'ASPIRATION DE TYPE STANDARD

ASPIRATION TRACHÉO-BRONCHIQUE



- Tuyau de qualité médicale
- Bonnes propriétés de glissement
- Surface du tuyau sans bavures et pointe du cathéter arrondie atraumatique pour une irritation minimale des muqueuses
- Embouts en entonnoir avec code couleur
- PVC souple 79 ± 4 Shore A
- Unité de vente par 100 pièces

Désignation	Ouverture centrale	Nombre / position des yeux du cathéter	N° d'art.	Pharmacode
Cathéter d'aspiration Standard CH06, 46 cm, droit	Oui	-	4301064	2506488
Cathéter d'aspiration Standard CH08, 46 cm, droit	Oui	-	4301080	2506494
Cathéter d'aspiration Standard CH10, 46 cm, droit	Oui	-	4301102	2506502
Cathéter d'aspiration Standard CH12, 46 cm, droit	Oui	-	4301129	2506519
Cathéter d'aspiration Standard CH14, 46 cm, droit	Oui	-	4301145	2506525
Cathéter d'aspiration Standard CH06, 52 cm, droit	Oui	2 / latérale	4308069	2515263
Cathéter d'aspiration Standard CH08, 52 cm, droit	Oui	2 / latérale	4308085	2506548
Cathéter d'aspiration Standard CH10, 52 cm, droit	Oui	2 / latérale	4308107	-
Cathéter d'aspiration Standard CH12, 52 cm, droit	Oui	2 / latérale	4308123	2506554
Cathéter d'aspiration Standard CH14, 52 cm, droit	Oui	2 / latérale	4302143S	-
Cathéter d'aspiration Standard CH16, 52 cm, droit	Oui	2 / latérale	4302163S	-
Cathéter d'aspiration Standard CH18, 52 cm, droit	Oui	2 / latérale	4302183S	-
Cathéter d'aspiration Standard CH08, 60 cm, droit	Oui	2 / latérale	4309081	-
Cathéter d'aspiration Standard CH10, 60 cm droit	Oui	2 / latérale	4303103S	-
Cathéter d'aspiration Standard CH12, 60 cm, droit	Oui	2 / latérale	4303123S	-
Cathéter d'aspiration Standard CH14, 60 cm, droit	Oui	2 / latérale	4303143S	-
Cathéter d'aspiration Standard CH10, 60 cm, courbé	Oui	2 / latérale	4303107	-
Cathéter d'aspiration Standard CH12, 60 cm, courbé	Oui	2 / latérale	4303123	-
Cathéter d'aspiration Standard CH14, 60 cm, courbé	Oui	2 / latérale	4303140	-
Cathéter d'aspiration Standard CH16, 60 cm, courbé	Oui	2 / latérale	4303166	-