



EINSATZGEBIETE

Fixierung von Gelenken und
Wundauflagen

Askina[®] kohäsive Fixierbinde

FALTENFREIER TRAGEKOMFORT

Askina® kohäsive Fixierbinde

FALTENFREIER TRAGEKOMFORT

Askina® kohäsive Fixierbinde hat elastische Eigenschaften und ist latexfrei. Sie haftet nur auf sich selbst, jedoch nicht auf der Haut. Die Fixierbinde ist einseitig mit einem Synthetik-Polymer-Kleber beschichtet.



EIGENSCHAFTEN

- Material: 40% Baumwolle, 30% Viskose, 30% Polyamid
- Kohäsiv – auf sich selbst haftend
- Latexfrei
- Weiss
- Unsteril

VORTEILE

- Besonders weiche, elastische Fixierbinde
- Bauschiges, offenporiges Gewebe, luftdurchlässig
- Anschmiegsam, keine Beeinträchtigung des Bewegungsablaufes
- Sehr hautfreundlich

PRODUKTÜBERSICHT

Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode	MiGeL
6 cm x 20 m	1	9058125	3820330	35.01.06.15.1
8 cm x 20 m	1	9058133	3820347	35.01.06.17.1