



DOMAINES D'APPLICATION

- Escarres
- Ulcus cruris
- Ulcères du pied diabétique
- Plaies traumatiques

Askina[®] Transorbent[®]

LES PANSEMENTS-MOUSSE REVÊTUS D'HYDROGEL


Askina® Transorbent®

PANSEMENTS DE PLAIES RAPIDES, SÛRS ET AGRÉABLES À LA PEAU

Il s'agit d'un pansement-mousse autocollant revêtu d'hydrogel pour un contrôle efficace de l'exsudat pour les plaies modérément exsudative, adhérent avec sûreté.



STRUCURE



- 1 Couche adhésive** : ne colle pas à la peau
- 2 Revêtement hydrogel** : absorbe l'exsudat, le distribue dans le pansement ; maintien un milieu humide de la plaie
- 3 Revêtement en mousse** : encourage l'échange de gaz, conduit l'exsudat de la plaie à une évaporation ; effet capitonnage
- 4 Film de polyuréthane semiperméable** : perméable aux gaz

AVANTAGES

- Contrôle optimal de l'exsudat grâce à un revêtement d'hydrogel patenté
- Protège la plaie des influences extérieures
- Doux et souple, s'adapte aux formes du corps difficiles
- Adhérence parfaite
- S'enlève sans résidus
- Se découpe individuellement

SURVOL DES PRODUITS

Article	Unité	N° art.	Pharmacode	LiMA
Askina® Transorbent®				
5 x 7 cm	10	0072786R	2121417	35.05.03.01.1
10 x 10 cm	10	0072788T	1988002	35.05.03.03.1
15 x 15 cm	5	0072790V	1679873	35.05.03.04.1
20 x 20 cm	5	0072791W	1679896	35.05.03.06.1
Askina® Transorbent® Sacrum				
18 x 20 cm	5	0072792X	2121423	35.05.03.10.1