



EINSATZGEBIETE

- Dekubitus
- Ulcus cruris
- Diabetisches Fussulcus
- Traumatische Wunden

Askina[®] Transorbent[®]

DIE SCHAUMSTOFF-WUNDAUFLAGE
MIT HYDROGELBESCHICHTUNG


Askina® Transorbent®

SICHERE UND HAUTFREUNDLICHE WUNDSCHNELLVERBÄNDE

Ist ein selbstklebender Schaumstoffverband mit patentierter Hydrogelbeschichtung für eine wirksame Exsudatkontrolle für mässig exsudierende Wunden, haftet zuverlässig.



AUFBAU



- 1 Adhäsivschicht:** Haftet nicht auf der Wunde
- 2 Hydrogelschicht:** Absorbiert Wundexsudat, gibt es in den Verband weiter; erhält ein feuchtes Wundmilieu
- 3 Schaumstoffschicht:** Fördert den Gasaustausch, leitet Wundexsudat zur Verdunstung weiter; polsternde Wirkung
- 4 Semipermeable Polyurethanfolie:** Durchlässig für Gase

VORTEILE

- Optimale Exsudatkontrolle dank patentierte Hydrogelbeschichtung
- Schützt die Wunde vor äusseren Einflüssen
- Weich und anschmiegsam – passt sich auch schwierigen Körperformen an
- Haftet zuverlässig
- Rückstandslos zu entfernen
- Individuell zuschneidbar

PRODUKTÜBERSICHT

Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode	MiGeL
Askina® Transorbent®				
5 x 7 cm	10	0072786R	2121417	35.05.03.01.1
10 x 10 cm	10	0072788T	1988002	35.05.03.03.1
15 x 15 cm	5	0072790V	1679873	35.05.03.04.1
20 x 20 cm	5	0072791W	1679896	35.05.03.06.1
Askina® Transorbent® Sacrum				
18 x 20 cm	5	0072792X	2121423	35.05.03.10.1