





Omnican® fine Comfort

Canules Pen pour injections d'insuline




























Omnican® fine Comfort	4 mm	6 mm	8 mm	12 mm
Longueur de l'aiguille	0.25 mm x 4 mm 31G x 5/32" avec capuchon de protection de l'aiguille	0.25 mm x 6 mm 31G x 1/4" avec capuchon de protection de l'aiguille	0.25 mm x 8 mm 31G x 5/16" avec capuchon de protection de l'aiguille	0.33 mm x 12 mm 29G x 1/2" avec capuchon de protection de l'aiguille
				
N° d'article	9167846SE	9167668SE	9167684SE	9167641SE
Pharmacode	6185176	7480144	7480150	7480167
Matériel Canule	Acier inoxydable avec couche de silicone			
Embout de l'aiguille	Polypropylène			
Contenant de la canule	Polypropylène			
Colle	Colle durcissant aux UV			
Capuchon de protection de l'aiguille	Copolymère styrène-butadiène			
Non toxique / hypoallergénique	Sans DEHP, sans BPA, sans PVC, sans latex, apyrogène. Ne contient pas de produits médicaux ni de tissus animaux ou humains. Conforme à l'ordonnance REACH (CE) n° 1907/2006.			
Épaisseur de paroi de la canule	4 mm – 8 mm : Technologie paroi extra-fine ISO 9626 (min. 0.146 mm) 12 mm : Technologie paroi fine ISO 9626 (min. 0.190 mm)			
Unité de vente	Omnican® fine Comfort : 100 Omnican® fine Comfort canules Pen avec boîte d'élimination – 2 en 1			
Durée de conservation du prod.	5 ans (60 mois)			
Stérilisation	Oxyde d'éthylène (OE)			
Certificats	EN ISO 13485			
Standard produit	EN ISO 11608-2			
Classe dispositif médical	Dispositif médical selon la directive 93/42/EEC relative aux DM, dispositif médical de classe IIa			

Omnican® fine Comfort

Aperçu : Compatible avec tous les systèmes courants d'injection Pen



Omnican® fine Comfort est compatible avec tous les systèmes courants d'injection Pen d'après la norme ISO 11608 2

Pen	Type	Fabricant	Nom du produit	Pen	Type	Fabricant	Nom du produit
	R	Berlin-Chemie	BerliPen® areo 2		R	Novo Nordisk	NovoPen Echo®
	R	Berlin-Chemie	BerliPen® Junior		R	Novo Nordisk	NovoPen® Junior
	R	Berlin-Chemie	BerliPen® Precision		D	Novo Nordisk	Victoza®
	D	BMS* AstraZeneca	Byetta®		R	Owen Mumford	Autopen® 24
	R	Lilly	HumaPen® Luxura		R	Owen Mumford	Autopen® Classic 1
	R	Lilly	HumaPen® Luxura HD		R	Owen Mumford	Autopen® Classic 2
	R	Lilly	HumaPen® Memoir		R	Sanofi	ClikStar®
	R	Lilly	HumaPen® Savvio		D	Sanofi	Lyxumia®
	D	Lilly	KwikPen™		D	Sanofi	SoloStar®
	D	Novo Nordisk	FlexPen®		R	Sanofi	TactiPen®
	D	Novo Nordisk	FlexTouch®		R	Ypsomed	ServoPen®
	R	Novo Nordisk	NovoPen® 4		R	Ypsomed	YpsoPen®
	R	Novo Nordisk	NovoPen® 5				

* BMS = Bristol-Myers Squibb | D = Disposable (usage unique) | R = Reusable (réutilisable) | Les marques mentionnées sont la propriété des entreprises citées. Toutes les données font référence à des valeurs individuelles typiques. Sous réserve de modification.

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
 Hospital Market : Tél. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
 Out Patient Market : Tél. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com