





# Omnican® fine Comfort

Cannule penna per iniezioni d'insulina



Omnican® fine Comfort	4 mm	6 mm	8 mm	12 mm
Lunghezze aghi	0.25 mm x 4 mm 31G x 5/32" con cappuccio protettivo per ago	0.25 mm x 6 mm 31G x 1/4" con cappuccio protettivo per ago	0.25 mm x 8 mm 31G x 5/16" con cappuccio protettivo per ago	0.33 mm x 12 mm 29G x 1/2" con cappuccio protettivo per ago
				
Cod. articolo	9167846SE	9167668SE	9167684SE	9167641SE
Pharmacode	6185176	7480144	7480150	7480167
Materiale	Acciaio inox con rivestimento in silicone			
	Attacco ago: Polipropilene			
	Contenitore cannula: Polipropilene			
	Adesivi: Adesivi indurenti a UV			
	Cappucci di protezione aghi: SBC (copolimero stirene-butadiene)			
Non tossico/ ipoallergenico	Senza DEHP, BPA e PVC, senza lattice, apirogeno; senza dispositivi medici e senza tessuti animali e umani; conforme al Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006.			
Spessore parete della cannula	4 mm – 8 mm: Tecnologia Thin-Wall a norma ISO 9626 (min. 0.146 mm) 12 mm: Tecnologia Thin-Wall a norma ISO 9626 (min. 0.190 mm)			
Unità di vendita	Omnican® fine Comfort: 100 cannule penna Omnican® fine Comfort con box per smaltimento – 2 in 1			
Conservabilità del prodotto	5 anni (60 mesi)			
Sterilizzazione	Ossido di etilene			
Certificati	EN ISO 13485			
Norma di riferimento	EN ISO 11608-2			
Classe di dispositivo medico	Dispositivo medico conforme alla Direttiva DDM 93/42/CEE, dispositivo medico di classe IIa			























Tutti i dati si riferiscono a valori singoli tipici. Con riserva di modifiche.

# Omnican® fine Comfort

Tabella riepilogativa: Compatibile con tutti i comuni sistemi d'iniezione a penna



Omnican® fine Comfort è compatibile con tutti i comuni sistemi d'iniezione a penna a norma ISO 11608 2

Penna	Tipo	Produttore	Nome del prodotto	Penna	Tipo	Produttore	Nome del prodotto
	R	Berlin-Chemie	BerliPen® areo 2		R	Novo Nordisk	NovoPen Echo®
	R	Berlin-Chemie	BerliPen® Junior		R	Novo Nordisk	NovoPen® Junior
	R	Berlin-Chemie	BerliPen® Precision		D	Novo Nordisk	Victoza®
	D	BMS*   AstraZeneca	Byetta®		R	Owen Mumford	Autopen® 24
	R	Lilly	HumaPen® Luxura		R	Owen Mumford	Autopen® Classic 1
	R	Lilly	HumaPen® Luxura HD		R	Owen Mumford	Autopen® Classic 2
	R	Lilly	HumaPen® Memoir		R	Sanofi	ClikStar®
	R	Lilly	HumaPen® Savvio		D	Sanofi	Lyxumia®
	D	Lilly	KwikPen™		D	Sanofi	SoloStar®
	D	Novo Nordisk	FlexPen®		R	Sanofi	TactiPen®
	D	Novo Nordisk	FlexTouch®		R	Ypsomed	ServoPen®
	R	Novo Nordisk	NovoPen® 4		R	Ypsomed	YpsoPen®
	R	Novo Nordisk	NovoPen® 5				

\* BMS = Bristol-Myers Squibb | D = Disposable (monouso) | R = Reusable (riutilizzabile) | I marchi elencati sono proprietà delle relative aziende.

Tutti i dati si riferiscono a valori singoli tipici. Con riserva di modifiche.

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch  
 Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com  
 Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com