



- adesivo  
dermocompatibile
- forma anatomica
- doppio raccordo  
di scarico


## Urinocol® Pediatria

SACCA PER IL PRELIEVO DI URINA SENZA LATTICE E SENZA PVC

# BASTA CON LE ALLERGIE AL LATTICE

Urinocol® Pediatria è una sacca per il prelievo di urina senza lattice e senza PVC per neonati e prematuri. La sacca chiusa è adatta in particolare per il prelievo semplice di campioni di urina per successive analisi di laboratorio. La sacca aperta consente la gestione della diuresi per diverse ore. Grazie al doppio raccordo di scarico è possibile procedere al prelievo rapido di urina anche durante la gestione della diuresi.


# CON DOPPIO RACCORDO DI SCARICO




SACCA PER CAMPIONI DI URINA PER ANALISI DI LABORATORIO




SACCA PER RACCOLTA DI URINA PER LA GESTIONE DELLA DIURESIS



SACCA PER CAMPIONI DI URINA PER PREMATURI



sacca trasparente senza lattice e senza PVC



- basta allergie al lattice
- estremamente dermo-compatibile

superficie adesiva di forma anatomica



forma ideale per ♀ e ♂






formati mini e standard



## Avvertenze importanti per l'uso prima di far aderire

- la pelle deve essere pulita, asciutta e non grassa
- niente salviettine umidificate
- niente creme curative per neonati
- niente polveri per neonati

# PANORAMICA DEI PRODOTTI

ARTICOLO	PESO	UNITÀ	COD. ART.	PHARMACODE		
<b>Urinocol® Pediatria sterile, aperta con scarico</b>						
		bambino	> 2500 g	50	227546A	3535322
		bambina	> 2500 g	50	227566A	3534966
<b>Urinocol® Pediatria sterile, chiusa</b>						
		bambino	> 2500 g	100	227550A	3534972
		bambina	> 2500 g	100	227560A	3534995
<b>Urinocol® Pediatria prematuri, sterile</b>						
	standard	1200 – 2500 g	50	227571A	3534989	
	mini	< 1200 g	50	227570A	3534937	

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)  
 Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | [sales-hospital.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-hospital.bbmch@bbraun.com)  
 Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | [sales-opm.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-opm.bbmch@bbraun.com)