



- surface adhésive bien tolérée par la peau
- forme anatomique
- double raccordement de sortie


## Urinocol® Pédiatrie

POCHES DE RECUEIL D'URINE SANS LATEX NI PVC


# FINI LES ALLERGIES AU LATEX

Urinocol® Pédiatrie est une poche de recueil d'urine exempte de latex et de PVC, pour les bébés et les prématurés. La poche fermée convient particulièrement bien pour le prélèvement d'échantillons d'urine pour les examens de laboratoire par la suite. La poche avec écoulement permet la gestion de la diurèse pendant plusieurs heures. Grâce au double raccord de sortie, une rapide ponction d'urine avec la seringue est possible, même pendant la gestion de la diurèse.


# AVEC DOUBLE RACCORDEMENT DE SORTIE




POCHE PÉDIATRIQUE POUR COLLECTION D'URINES EXAMENS DE LABORATOIRE




POCHE DE RECUEIL D'URINE POUR GESTION DE LA DIURÈSE



POCHE PÉDIATRIQUE POUR COLLECTION D'URINES PRÉMATURÉS



poche transparente sans latex ni PVC



adhésif sans latex



- plus d'allergies au latex
- très bien toléré par la peau

forme anatomique de l'adhésif



forme idéale pour ♀ et ♂




grandeurs mini et standard



## Conseils d'utilisation importants avant le collage

- la peau doit être propre, sèche et exempte de graisse
- pas de lingettes humides pour bébés
- pas de pommade pour bébés
- pas de poudre pour bébés

# SURVOL DES PRODUITS

ARTICLE	POIDS	UNITÉ	N° ART.	PHARMACODE	
<b>Urinocol® Pédiatrie stérile, avec écoulement</b>					
	garçon	> 2500 g	50	227546A	3535322
	fille	> 2500 g	50	227566A	3534966
<b>Urinocol® Pédiatrie stérile, sans écoulement</b>					
	garçon	> 2500 g	100	227550A	3534972
	fille	> 2500 g	100	227560A	3534995
<b>Urinocol® Pédiatrie stérile, prématuré</b>					
	standard	1200 – 2500 g	50	227571A	3534989
	mini	< 1200 g	50	227570A	3534937

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)  
 Hospital Market : Tél. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | [sales-hospital.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-hospital.bbmch@bbraun.com)  
 Out Patient Market : Tél. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | [sales-opm.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-opm.bbmch@bbraun.com)