



Manipler[®] AZ

Agrafeuse cutanée à usage unique
pour la fermeture des plaies

Technologies de fermeture

Agrafeuse cutanée

La solution simple pour la fermeture cutanée

L'agrafeuse cutanée Manipler® AZ permet une fermeture rapide à la fin de toute intervention chirurgicale. Elle offre sécurité et fiabilité, réduisant ainsi les risques pour le patient.

Conception simple et légère

Instrument chirurgical facile à manipuler grâce à sa conception bien équilibrée

Construction de haute qualité

Résultats constants et fiables

Poignée ergonomique

Offre une excellente visibilité et permet une manipulation aisée sans aucune fatigue pour les mains

Tête coudée spéciale

Permet à l'utilisateur d'avoir une vision normale de l'incision pour assurer une mise en place précise des agrafes

Angle de positionnement flexible

Permet de choisir la profondeur des agrafes

Comptage précis des agrafes

L'indicateur du nombre d'agrafes permet de voir directement les agrafes restantes



Ôte-agrafe à usage unique

Conception simple et efficace

Polyvalence

Peut être utilisé pour pratiquement toutes les marques d'agrafes cutanées chirurgicales

Design élégant

Manipulation facile pour un retrait simple et sûr

Contrôle intuitif

Pour une procédure fiable et contrôlée

Avec pointe renforcée pour une manipulation sûre et facile



Ôte-agrafe à usage unique


Avantages

La solution simple pour la fermeture cutanée




Poignée façonnée pour un meilleur angle

De par sa forme, le dispositif peut être appliqué selon un angle qui permet une visualisation précise des berges de la plaie.



Agrafe semi-circulaire

La forme de l'agrafe présente plusieurs avantages en termes de performance, notamment la fermeture et le maintien sûrs de la plaie.



Éjection automatique des agrafes

Éjecte les agrafes avec précision, pour fermer rapidement la plaie et réduire la durée de l'intervention



Facilité d'utilisation

Les agrafes à profil haut sont plus faciles à retirer

Vue d'ensemble des produits

N° art.	Description du produit	Dimensions		Unités
		Couronne	Pattes	par boîte
783100	Manipler® AZ	6.9 mm	3.6 mm	6
783101	Ôte-agrafe cutanée à usage unique	8.5		6
783104	Ôte-agrafe cutanée à usage unique	3		20