



# Askina® Soft Clear I.V. Askina® Soft I.V.

Kanülenfixierpflaster

## Einsatzgebiete

Leicht und sichere Fixierung von Kanülen

# Askina® Soft Clear I.V./Askina® Soft I.V.

## Befestigungsvorrichtung für Venenverweilkanülen

### Askina® Soft Clear I.V.

Die sichere und transparente Kanülenfixierung mit integriertem Wundkissen, Polyurethan-Film gegen Bakterien undurchlässig, bester Tragkomfort, sichere Anwendung.

#### Vorteile

- **Beste Infektionsschutz** – undurchlässiger Polyurethan-Film gegen Bakterien
- **Keine Mazeration** – Exsudat der Einstichstelle wird sicher eingeschlossen
- **Sichere Anwendung** – einfach zu applizieren



### Askina® Soft I.V.

Die sanfte und sichere Fixierung von Venenverweilkanülen aus hautfreundlichem Vliesstoff mit integriertem Wundkissen. Punktionsstelle bleibt trocken, bester Tragkomfort, sichere Anwendung.

#### Vorteile

- **Angenehmer Tragkomfort** – hohe Luft- und Wasserdampf-Durchlässigkeit des atmungsaktiven Vliesmaterials
- **Keine Mazeration** – nicht haftendes, absorbierendes Wundpad für eine trockene Einstichstelle
- **Sichere Anwendung** – einfach zu applizieren



### Produktübersicht

Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode	MiGeL
<b>Askina® Soft Clear I.V. steril</b>				
6 x 8 cm	50	WIN9086893	1044632	35.05.10.01.1
<b>Askina® Soft I.V. steril</b>				
6 x 8 cm	50	WIN9086919	1044633	35.01.10.10.1