



STERILE GOODS
MANAGEMENT

AESFULAP[®] AICON[®] PANIER

CATALOGUE

AESCLAP[®] AICON[®]

PANIER

FOND DE PANIER ONDULÉ

Permet le maintien droit des instruments à anneaux.



COUVERCLE OPTIONNEL


POIGNÉES

PLAQUETTES D'IDENTIFICATION

Disponibles en 10 couleurs et 2 formats – peuvent être gravées; se fixent sur le panier ou sur la plaque frontale modulaire.

DESIGN LISSE ET ARRONDI


Sans pied.





GERBABLES

Permet d'empiler les paniers avec et sans couvercle, pour un gain d'espace.



AESCULAP® AICON®

PANIERS TAILLES 1/1 & DIN

COMBINAISONS POSSIBLES

Réf. cuves	Réf. paniers taille 1/1 ou DIN
JJ110 ou JJ111	
JJ120 ou JJ121	
JJ130 ou JJ131	
JJ140 ou JJ141	

Cuve
 Panier
 Vue frontale

PANIERS¹ TAILLE 1/1

Réf.	
JJ161R	Paniers 1/1 AICON®
JJ162R	
JJ163R	
JJ164R	
JJ167R	Couvercle des paniers 1/1 AICON®

PANIERS¹ TAILLE DIN

Réf.	
JJ461R	Paniers DIN AICON®
JJ462R	
JJ463R	
JJ464R	
JJ467R	Couvercle des paniers DIN AICON®

Note: Conformément à la norme EN ISO 868-8, la charge ne doit pas dépasser un total de 10 kg afin d'éviter une formation excessive de condensat. Les paniers Aesculap® AICON® sont en acier inoxydable 1.4301 et silicone médical USP Classe VI.









¹ Table des dimensions disponible p. 16-17



AESCULAP® AICON®

PANIERS TAILLE 1/2

COMBINAISONS POSSIBLES

Réf. cuves	Réf. paniers taille 1/2
JJ210 ou JJ211	
JJ220 ou JJ221	   
JJ230 ou JJ231	 
JJ240 ou JJ241	


Cuve
 Panier
 Vue frontale

PANIERS¹ TAILLE 1/2

Réf.	
JJ261R	
JJ262R	Paniers 1/2 AICON®
JJ263R	
JJ264R	
JJ267R	Couvercle pour paniers 1/2 AICON®

Note: Conformément à la norme EN ISO 868-8, la charge ne doit pas dépasser un total de 5 kg afin d'éviter une formation excessive de condensat. Les paniers Aesculap® AICON® sont en acier inoxydable 1.4301 et silicone médical USP Classe VI.

¹ Table des dimensions disponible p. 16-17



AESCULAP® AICON®

PANIERS TAILLE 3/4

COMBINAISONS POSSIBLES

Réf. cuves	Réf. paniers taille 3/4
JJ310 / JJ311	
JJ320 / JJ321	
JJ330 / JJ331	
JJ340 / JJ341	

Cuve
 Panier
 Vue frontale

PANIERS¹ TAILLE 3/4

Art.Nr.	
JJ361R	
JJ362R	Paniers 3/4 AICON®
JJ363R	
JJ364R	
JJ367R	Couvercle pour paniers 3/4 AICON®

Note: Conformément à la norme EN ISO 868-8, la charge ne doit pas dépasser un total de 7,5 kg afin d'éviter une formation excessive de condensat. Les paniers Aesculap® AICON® sont en acier inoxydable 1.4301 et silicone médical USP Classe VI.

¹ Table des dimensions disponible p. 16-17



AESCALAP® AICON®

TABLES DES DIMENSIONS PANIERS

TABLE DES DIMENSIONS POUR
PANIERS TAILLE 1/1

Réf.	Couvercle dimensions externes (LxIxHmm)	Panier dimensions externes (LxIxHmm)	Panier dimensions internes (LxIxHmm)
Couvercle			
JJ167R	528 x 253 x 18		
Paniers			
JJ161R		537 x 250 x 35	535 x 248 x 32
JJ162R		537 x 250 x 55	535 x 248 x 52
JJ163R		537 x 250 x 80	535 x 248 x 77
JJ164R		537 x 250 x 105	535 x 248 x 102

TABLE DES DIMENSIONS POUR
PANIERS TAILLE 1/2

Réf.	Couvercle dimensions externes (LxIxHmm)	Panier dimensions externes (LxIxHmm)	Panier dimensions internes (LxIxHmm)
Couvercle			
JJ267R	231 x 253 x 18		
Paniers			
JJ261R		240 x 250 x 35	238 x 248 x 32
JJ262R		240 x 250 x 55	238 x 248 x 52
JJ263R		240 x 250 x 80	238 x 248 x 77
JJ264R		240 x 250 x 105	238 x 248 x 102

TABLE DES DIMENSIONS POUR
PANIERS TAILLE 3/4

Réf.	Couvercle dimensions externes (LxIxHmm)	Panier dimensions externes (LxIxHmm)	Panier dimensions externes (LxIxHmm)
Couvercle			
JJ367R	394 x 253 x 18		
Paniers			
JJ361R		403 x 250 x 35	401 x 248 x 32
JJ362R		403 x 250 x 55	401 x 248 x 52
JJ363R		403 x 250 x 80	401 x 248 x 77
JJ364R		403 x 250 x 105	401 x 248 x 102

TABLE DES DIMENSIONS POUR
PANIERS TAILLE DIN

Réf.	Couvercle dimensions externes (LxIxHmm)	Panier dimensions externes (LxIxHmm)	Panier dimensions externes (LxIxHmm)
Couvercle			
JJ467R	476 x 253 x 18		
Paniers			
JJ461R		485 x 250 x 35	483 x 248 x 32
JJ462R		485 x 250 x 55	483 x 248 x 52
JJ463R		485 x 250 x 80	483 x 248 x 77
JJ464R		485 x 250 x 105	483 x 248 x 102

B. Braun Medical SA | Aesculap | Seesatz 17 | 6204 Sempach
Tél. 0848 83 00 22 | sales-aesculap.bbmch@bbraun.com | www.bbraun.ch

AESULAP® – a B. Braun brand