



# Solutions de rinçage B. Braun

Solutions complètes pour le traitement  
par rinçage

# Solutions de rinçage

## Solutions de rinçage Ecobag®

SWISS + MADE



- Solutions de rinçage peropératoire et postopératoire en urologie et en orthopédie
- Sans PVC, sans latex, sans plastifiant
- Stériles, apyrogènes



## Solutions de rinçage Ecotainer®



- Solutions pour rinçage topique
- Sans PVC, sans latex
- Stériles, apyrogènes
- Flacons maniables, avec capuchon dévissable, pour verser la solution

## Ecolav®



- Solutions de rinçage topique avec bec gicleur
- Pour un rinçage précis
- Utilisation possible sans seringue
- Pas de solution de rinçage à jeter grâce aux petits emballages
- Sans PVC, sans latex

|   | Désignation                  | Volume  | UE / pièces | Réf.    | Pharmacode |
|---|------------------------------|---------|-------------|---------|------------|
| <b>Matériau de la poche</b><br>film plastique multicouche<br>sans suremballage            | Aqua Ecobag®                 | 2000 ml | 6           | FREU852 | 3146508    |
|   |                              | 3000 ml | 4           | FREU912 | 2191292    |
| <b>Conservation</b> 3 ans   | NaCl 0.9% Ecobag®            | 2000 ml | 6           | FREU850 | 3939143    |
|   |                              | 3000 ml | 4           | FREU910 | 4981302    |
|   |                              | 5000 ml | 2           | FREU950 | 4981319    |
| <b>Les deux ports sont stériles et n'exigent pas de désinfection avant l'utilisation.</b> | Ringer Ecobag®               | 2000 ml | 6           | FREU864 | 3939025    |
|   |                              | 3000 ml | 4           | FREU924 | 4981325    |
|   |                              | 5000 ml | 2           | FREU964 | 4981331    |
|   | Ringerlactate Ecobag®        | 3000 ml | 4           | FREU920 | 5991975    |
|   | Glycine 1.5% Ecobag®         | 3000 ml | 4           | FREU914 | 7804914    |
|   | Mannitol/Sorbitol 3% Ecobag® | 3000 ml | 4           | FREU918 | 3047321    |
|   |                              | 5000 ml | 2           | FREU958 | 3047344    |

|  | Désignation          | Volume  | UE / pièces | Réf.     | Pharmacode |
|--|----------------------|---------|-------------|----------|------------|
| <b>Matériau du contenant</b> polyéthylène<br><b>Conservation</b> 3 ans | Aqua Ecotainer®      | 500 ml  | 10          | 0082423E | 2125906    |
|  |                      | 1000 ml | 6           | 0082479E | 2209000    |
| <b>Couleur du capuchon</b><br>■ NaCl 0.9%<br>□ Aqua<br>■ Ringer        | NaCl 0.9% Ecotainer® | 250 ml  | 12          | 3570110  | 3939597    |
|  |                      | 500 ml  | 10          | 3570130  | 3939485    |
|  |                      | 1000 ml | 6           | 3570160  | 3939491    |
|  | Ringer Ecotainer®    | 250 ml  | 12          | 3570000  | 3939580    |
| 500 ml   |                      | 10      | 3570010     | 3939539  |            |
| 1000 ml  |                      | 6       | 3570030     | 3939545  |            |

|  | Désignation           | Volume | UE / pièces | Réf.    | Pharmacode |
|--|-----------------------|--------|-------------|---------|------------|
| <b>Matériau du contenant</b> polyéthylène<br><b>Conservation</b> 3 ans | NaCl 0.9% Ecolav®     | 30 ml  | 100         | 3570310 | 3939456    |
|  |                       | 100 ml | 20          | 3570350 | 3939433    |
|  | Ringerlactate Ecolav® | 30 ml  | 100         | 3570490 | 3939462    |
|  |                       | 100 ml | 20          | 3570500 | 3939479    |

# Accessoires

## Accessoires d'urologie

| Ecospike n° 1  |   | UE / pièces | Réf.    | Pharmacode |
|--|---|-------------|---------|------------|
|   | <b>Tubulure à une voie pour le rinçage per- et postopé-<br/>ratoire de la vessie avec poches Ecobag® standard</b>   | 25          | 2112268 | 2521401    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cône urologique avec tubulure de silicone de 15 cm en tant qu'embout pour résectoscope</li> <li>▪ Trocart de ponction Ecospike</li> <li>▪ Chambre compte-gouttes</li> <li>▪ Pince à roulette</li> <li>▪ Débit d'environ 800 ml/min</li> <li>▪ Sans latex</li> </ul> <p>Longueur totale d'environ 230 cm</p>  |             |         |            |
| Ecospike n° 2  |   | UE / pièces | Réf.    | Pharmacode |
|  | <b>Tubulure TUR à deux voies pour le rinçage per- et<br/>postopéatoire de la vessie avec poches Ecobag®<br/>standard</b>  | 25          | 2112270 | 2521418    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cône urologique avec tubulure de silicone de 15 cm en tant qu'embout pour résectoscope</li> <li>▪ Deux trocars de ponction Ecospike®</li> <li>▪ Deux pinces d'arrêt</li> <li>▪ Connexion en Y</li> <li>▪ Chambre compte-gouttes</li> <li>▪ Pince à roulette</li> <li>▪ Débit d'environ 800 ml/min</li> <li>▪ Sans latex</li> </ul> <p>Longueur totale d'environ 210 cm</p> |             |         |            |
| Ecospike n° 4  |   | UE / pièces | Réf.    | Pharmacode |
|  | <b>Tubulure à une voie avec blocage anti-retour, pour<br/>le rinçage per- et postopéatoire de la vessie</b>   | 25          | 3806073 | -          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cône urologique avec tubulure de silicone de 15 cm en tant qu'embout pour résectoscope</li> <li>▪ Trocart de ponction Ecospike</li> <li>▪ Chambre compte-gouttes</li> <li>▪ Pince à roulette</li> <li>▪ Blocage anti-retour</li> <li>▪ Débit d'environ 800 ml/min</li> <li>▪ Sans latex</li> </ul> <p>Longueur totale d'environ 210 cm</p>                                 |             |         |            |

## Accessoires d'orthopédie

| Ecospike-Arthros n° 1   |   | UE / pièces | Réf.    | Pharmacode |
|---|---|-------------|---------|------------|
|    | <b>Tubulure à une voie</b>  | 25          | 3804003 | 3154844    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Trocart de ponction Ecospike</li> <li>▪ Chambre compte-gouttes</li> <li>▪ Pince à roulette</li> <li>▪ Connexion pour tubulure</li> <li>▪ Sans latex</li> </ul> <p>Longueur totale d'environ 330 cm</p>                           |             |         |            |
| Ecospike-Arthros n° 2   |   | UE / pièces | Réf.    | Pharmacode |
|   | <b>Tubulure à une voie pour arthroscopie, avec Ecospike et connexion Luer-Lock</b>  | 25          | 2112278 | 5385660    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Trocart de ponction Ecospike</li> <li>▪ Chambre compte-gouttes</li> <li>▪ Pince à roulette</li> <li>▪ Connexion Luer-Lock pour fixation à l'arthroscope</li> <li>▪ Sans latex</li> </ul> <p>Longueur totale d'environ 330 cm</p> |             |         |            |
| Ligne de connexion Luer-Lock  |   | UE / pièces | Réf.    | Pharmacode |
|  | <b>Pour fixation à une tubulure avec cône urologique</b>  | 25          | 2112274 | -          |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Embase Trichter</li> <li>▪ Embout Luer-Lock</li> <li>▪ Sans latex</li> </ul> <p>Longueur totale d'environ 60 cm</p>  |             |         |            |


# Seringue pré-remplie pour rincer

## B. Braun Omniflush® et PraxiJect™



- Seringue pré-remplie pour rincer avec du NaCl 0.9%
- Omniflush: stérile (contenu), emballé non stérile
- Praxiject: stérile (contenu), emballé stérile
- Sans PVC, ni DEHP, ni Latex

## Application



Se référer au mode d'emploi pour plus d'informations détaillées sur le maniement.

|                     |       | Désignation                                       | Volumes | UE / pièces | N° art       | Pharmacode |
|---------------------|-------|---|---------|-------------|--------------|------------|
| <b>Conservation</b> | 2 ans | Omniflush® –<br>emballé non stérile               | 3 ml    | 100 pces.   | EM-3513572   | 5045415    |
|                     |       |   | 5 ml    | 100 pces.   | EM-3513575   | 5045421    |
|                     |       |   | 10 ml   | 100 pces.   | EM-3513576   | 5045438    |
|                     |       | Omniflush® avec SwabCap® –<br>emballé non stérile | 10 ml   | 100 pces.   | EM-3513576SC | 7839551    |
|                     |       | PraxiJect™ – emballé stérile                      | 5 ml    | 100 pces.   | 37055        | 7822638    |
|                     |       |   | 10 ml   | 50 pces.    | 3705-4       | 1043142    |
|                     |       |   | 20 ml   | 60 pces.    | 3706         | 7822640    |
|                     |       | SwabCap®  | -       | 200 pces.   | EM-SCXT3     | 6403986    |

