



CAMPI D'IMPIEGO


- Ulcere da decubito di piccole dimensioni
- Ulcere del piede diabetico
- Piccole ferite chirurgiche

Askina® DresSil Border Mini

LA PICCOLA MEDICAZIONE IN ESPANSO CON RIVESTIMENTO
IN SILICONE E BORDO ADESIVO

Askina® DresSil Border Mini

La piccola medicazione in espanso con rivestimento in silicone e bordo adesivo




VANTAGGI


- Ideale per ferite di piccole dimensioni in zone problematiche difficili da trattare
- Manipolazione semplice
- Massimo comfort per il paziente
- Può rimanere sulla ferita per diversi giorni
- Ipoallergenica

Askina® DresSil Border Mini è atraumatica sulla ferita e sulla cute perilesionale. La **SUPERFICIE ADESIVA IN SILICONE 1** minimizza il trauma e il dolore al cambio di medicazione, mentre il **BORDO ADESIVO IN SILICONE 2** permette un fissaggio sicuro anche nelle aree del corpo difficili da medicare.

L'**ESPANSO POLIURETANICO 3** traspirante e altamente assorbente garantisce una gestione ottimale dell'essudato. L'essudato è in grado di evaporare attraverso il **FILM POLIURETANICO 4** impermeabile all'acqua e ai batteri.



Colla tradizionale



Tecnologia adesiva al silicone

TECNOLOGIA ADESIVA AL SILICONE

- Aderisce in maniera delicata e sicura – anche per diversi giorni
- Consente cambi di medicazione con dolore ridotto
- Favorisce la guarigione della ferita mediante un'ampia preservazione del tessuto di granulazione ed epiteliale
- Minimizza il rischio di reazioni allergiche
- Favorisce un ambiente della ferita umido
- Minimizza il rischio di macerazioni della cute perilesionale

PANORAMICA DEI PRODOTTI

Articolo	Unità	Cod. art.	Pharma-code	EMAp
Askina® DresSil Border Mini 6 x 6 cm	10	5396610	6394997	35.05.03.01.1

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com