


B. Braun Meshes

Optilene® Mesh LP

Plaque de réfection de parois pour hernies



Extrême légèreté et finesse
Treillis 100% transparent

Optilene® Mesh LP

Confort maximum pour le patient - Plaque Extra Légère en Polypropylène

légèreté absolue



Avec son poids de 36 g/m² Optilène Mesh LP est l'alternative légèreté pour toutes les indications de hernies.

Plaque extra Légère en Polypropylène

Pour un minimum de matière implantée

Souple et malléable

Pour un maximum de confort patient

100% transparent

Pour une visibilité optimale des tissus

Finesse, confort et respect de l'anatomie

Comparé à une plaque traditionnelle

Souple, résistant et fiable


Pour recréer la force de résistance de la paroi abdominale

Idéal pour les hernies inguinales

Adapté à la chirurgie ouverte

Pour une pose facilitée

Manipulation aisée de la plaque






confort maximal

La structure régulière en micro-filaments minimise tout risque d'inflammation et de douleur. Elle favorise le confort du patient. Grâce à son excellente souplesse de structure, Optilène Mesh LP s'adapte parfaitement à l'anatomie du patient et à ses mouvements.



Gamme


Référence	Taille	Conditionnement
1064735UNI	5 x 10 cm	1 unité
1064715UNI	7.5 x 15 cm	1 unité
1064725UNI	10 x 15 cm	1 unité
1064705UNI	15 x 15 cm	1 unité
1064765UNI	4.5 x 10 cm	1 unité
1064775UNI	6 x 14 cm	1 unité



Optilene® Mesh LP

Légèreté, Finesse, Force et Souplesse

Comparatif de poids



La structure extra légère de polypropylène d'**Optilène Mesh LP**, permet de réduire considérablement la quantité de matière implantée par rapport à une plaque traditionnelle.

Caractéristiques

Matériau	Monofilament de Polypropylène
Maille	Tricoté
Poids	36 g/m²
Taille des pores	1 mm
Epaisseur	0.39 mm
Indications	Hernie inguinale Cure d'événtration Reconstruction de paroi thoracique
Contre indications	Ne pas implanter Optilène Mesh LP sur des zones infectées, ni chez l'enfant en période de croissance.
Stérilisation	Oxyde d'éthylène



AESCULAP®

Distributeur:

B. Braun Medical S.A.

204, Avenue du Maréchal Juin
BP331
92107 Boulogne Cedex

Tél +33 14 1105300

Fax +33 14 1105399

www.bbraun.fr

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen
Allemagne

Phone +49 7461 95-0

Fax +49 7461 95-2600

www.aesculap.de

Sous réserve de modifications techniques. Cette documentation est destinée exclusivement à la présentation ainsi qu'à l'achat et à la vente des produits Aesculap. Toute reproduction même partielle est interdite. En cas d'abus, nous réservons le droit de reprendre les catalogues et les tarifs et de faire valoir nos intérêts.