











- Professionali e sicure
- Adattate alle esigenze individuali
- Vasto assortimento

PANORAMICA DEI PRODOTTI SACCHE DA URINA


ASSISTENZA SICURA A TUTTO CAMPO

SACCHE DA LETTO





Descrizione	Volume	Lunghezza tubicino	Valvola di scarico	Sterilizzazione	Dispositivo anti-ritorno/valvola antireflusso	Unità di vendita	Particolarità	Cod.art.	Pharmacode
 Urimed® B'Bags	1500 ml	90 cm	-	non sterile	-	250 pz.		29435	6322130
	1500 ml	90 cm	-	non sterile	si	250 pz.		29430	7361103
	1500 ml	90 cm	-	sterile	-	100 pz.		29420	6322101
	2000 ml	90 cm	-	non sterile	-	250 pz.		29415	6322147
	2000 ml	90 cm	-	non sterile	si	250 pz.		29410	7361095
	2000 ml	90 cm	-	sterile	-	100 pz.		29400	6322118
	2000 ml	90 cm	rubinetto scorrevole	non sterile	si	200 pz.		29450	6322153
	2000 ml	90 cm	rubinetto scorrevole	non sterile	si	30 pz.*		29451	6380989
 Medicare® Sacca	2000 ml	90 cm	rubinetto scorrevole	sterile	si	100 pz.		29440	6322176
 Sacca per secreti	2000 ml	90 cm	-	in confezione singola sterile	-	1 pz.	attacco Luer-Lock (maschio)	4462009	3189742
 Urimed® SP	2000 ml	100 cm con morsetto scorrevole	rubinetto scorrevole con dispositivo di arresto e linguetta a innesto	in confezione singola sterile	si	1 pz.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ filtro di aerazione ▪ porta in silicone sul cono graduato per il prelievo di campioni senza aghi (mediante siringhe con cono Luer) 	28650	5673270
 Urimed® SP+	2000 ml	130 cm con morsetto scorrevole	rubinetto scorrevole con dispositivo di arresto e linguetta a innesto	in confezione singola sterile	si	1 pz.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ filtro di aerazione ▪ fissaggio per sacche (2 ganci e corda) ▪ porta in silicone sul cono graduato per il prelievo di campioni senza aghi (mediante siringhe con cono Luer) 	28630	7806347
 Ureofix® 112 Plus	2000 ml	110 cm con morsetto scorrevole e fascetta fissaggio tubo flessibile	rubinetto scorrevole	in confezione singola sterile	si	25 pz.	sistema di drenaggio dell'urina chiuso con triplice concetto di sicurezza: <ul style="list-style-type: none"> ▪ sacca da urina sterile aerata ▪ porta in silicone sul cono graduato per il prelievo di campioni senza aghi ▪ camera di gocciolamento ermetica ai batteri con membrana protettiva, valvola di scarico sul fondo con rubinetto scorrevole e linguetta ad innesto aerata ▪ 1 paio di guanti sterili senza lattice 	28431S	4191310
 Sacca da urina	4000 ml	100 cm	rubinetto scorrevole	in confezione singola sterile	si	20 pz.	porta in silicone sul cono graduato per il prelievo di campioni senza ago	4801020	7806350
 Sacca da urina con pompa a palloncino	4000 ml	100 cm	rubinetto scorrevole	in confezione singola sterile	si	20 pz.	tubicino con pompa a palloncino, porta in silicone sul cono graduato per il prelievo di campioni senza ago	4801030	7806351

* incl. 1 sospenditore per fissaggio sacca

SACCHE DA GAMBA

Descrizione	Volume	Lunghezza tubicino	Valvola di scarico	Sterilizzazione	Dispositivo anti-ritorno/valvola antireflusso	Unità di vendita	Particolarità	Cod.art.	Pharmacode
Urimed® Bag Plus 	500 ml	60 cm	valvola di sicurezza	non sterile	si	10 pz.	tubo 60 cm (Cut to fit)	28501A	7806352
Urimed® Tribag Plus Sacca da gamba a 3 camere 	500 ml	2 cm	valvola di sicurezza	in confezione singola sterile	si	10 pz.	Lato posteriore composto da un morbido tessuto in pail	28201	7798493
	500 ml	20 cm	valvola di sicurezza	in confezione singola sterile	si	10 pz.	Lato posteriore composto da un morbido tessuto in pail	28203	7798494
	500 ml	40 cm	valvola di sicurezza	in confezione singola sterile	si	10 pz.	Lato posteriore composto da un morbido tessuto in pail	28204	7798495
	500 ml	60 cm	valvola di sicurezza	in confezione singola sterile	si	10 pz.	Lato posteriore composto da un morbido tessuto in pail	28205	7798496
	800 ml	2 cm	valvola di sicurezza	in confezione singola sterile	si	10 pz.	Lato posteriore composto da un morbido tessuto in pail	28301	5392192
	800 ml	20 cm	valvola di sicurezza	in confezione singola sterile	si	10 pz.	Lato posteriore composto da un morbido tessuto in pail	28303	7806345
	800 ml	40 cm	valvola di sicurezza	in confezione singola sterile	si	10 pz.	Lato posteriore composto da un morbido tessuto in pail	28304	7806346
	800 ml	60 cm	valvola di sicurezza	in confezione singola sterile	si	10 pz.	Lato posteriore composto da un morbido tessuto in pail	28305	7798497

ACCESSORI

Descrizione	Unità di vendita	Particolarità	Cod.art.	Pharmacode
Urimed® Handle sospensore per sacche da urina non sterile (fissaggio al letto o alla sedia a rotelle) 	50 pz.		68548R	7806349
Urimed® Strap nastro in velcro per il fissaggio di sacche da gamba alla coscia o al polpaccio consente di indossare la sacca in maniera comoda e discreta 	10 pz.		68551	7798498
Urimed® Fix il fissaggio comodo e affidabile per sacche per urina da gamba alla coscia e al polpaccio, lavabile fino a 60 °C 	2 pz. 2 pz. 2 pz.	● misura S ● misura M ● misura L	68520R 68530R 68540R	6133239 6133245 6133251
Urimed® Klett fissaggio universale per sonde, cateteri, flessibili e drenaggi – piccolo fissaggio universale per sonde, cateteri, flessibili e drenaggi – grande 	10 pz. 10 pz.		29260 29261	7848607 7848608

B. Braun Medical SA | Seesatz 17 | 6204 Sempach | customer-service.ch@bbraun.com
www.bbraun.ch | Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33