

# Tiutol® KF

Für die chemothermische Reinigung und Desinfektion von Hämodialysegeräten und Instrumenten

Desinfektion

Tiutol® KF ... für den Dialysebereich

## Eigenschaften

Tiutol® KF

- Desinfektionsmittelkonzentrat mit hoher Reinigungskraft
- Kaliumfrei
- Kompatibel mit Dialog+ Dialysemaschinen
- Wirkt gegen Bakterien inkl. TbB und Pilze. Viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)<sup>1)</sup>
- Besitzt eine hohe Materialverträglichkeit und wirkt entschäumend

## Wirkungsspektrum

- Bakterizid inkl. TbB
- Fungizid
- Viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)<sup>1)</sup>
- Sporozid

1) gem. RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01-2004

## Dosiertabelle

	Konz.	EZ
Tiutol® KF 5 Liter	3.0%	15 – 30 Min. bei 60 °C (abhängig vom Maschinentyp)

## Artikel

Kanister 5 Liter

## Art.-Nr.

7120222



Hohe Reinigungskraft

## Physikalisch-chemische Daten

pH-Wert (20 °C):  
Dichte (20 °C, g/cm<sup>3</sup>):  
Aussehen:  
Geruch:

## Konzentrat:

ca. 13.5  
ca. 1.24  
hellgelb  
nach Chlor

## Tiutol® KF

100 g Lösung enthalten: Aktivchlor 3.9 g, Natronlauge, spezielle Stabilisatoren, Korrosionsschutz, Wasser.