

Urimed® Cath

CATETERE VESCICALE PERMANENTE IN 100% SILICONE

Catetere a palloncino in silicone	Unità	Taglio (CH)	Code colore	Palloncino (ml)	Cod. art.	Pharmacode
Urimed® Cath Foley Nelaton Catetere a palloncino in silicone, 40 cm, con stelo a 2 lumi e punta Nelaton con 2 asole frontali. Per drenaggio vescicale.	10	12	bianco	10	4563312	7787506
	10	14	verde	10	4563314	7787507
	10	16	arancione	10	4563316	7787508
	10	18	rosso	10	4563318	7787509
	10	20	giallo	10	4563320	7787510
	10	22	viola	10	4563322	7787511
	10	24	blu	10	4563324	7787512
Urimed® Cath Foley Tiemann Catetere a palloncino in silicone, 42 cm, con stelo a 2 punta Tiemann con 1 asola. Per drenaggio vescicale.	10	12	bianco	10	4563412	7787513
	10	14	verde	10	4563414	7787514
	10	16	arancione	10	4563416	7787515
	10	18	rosso	10	4563418	7787516
	10	20	giallo	10	4563420	7787517

Stelo e punta di tutti i cateteri a palloncino in silicone Urimed® Cath sono radiopachi.
N° EMAP 15.11.10.00.1

Urimed® Cath


100% SILICONE – DESIGN DELLA CONFEZIONE



Urimed® Cath

100% SILICONE – MANIPOLAZIONE

Dopo l'estrazione del catetere a palloncino in silicone Urimed® Cath nel suo involucro protettivo dalla confezione peel, l'involucro protettivo primario può essere aperto in due modi.



- 1 Mediante strappo della perforazione laterale oppure
- 2 strappo della perforazione lungo il catetere.
- 3 Dopo aver retracts l'involucro protettivo aperto il catetere a palloncino silicone Urimed® Cath è pronto per l'uso.