



STÉRILES OU
NON STÉRILES

- Longue manchette pour plus de sécurité
- Propriétés barrière renforcées

GANTS D'EXAMEN LONGS


POUR UNE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE

GANTS D'EXAMEN LONGS

POUR UNE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE

- Propriétés barrière renforcées par une manchette plus longue (longueur totale 290 mm ± 10 mm) et une large épaisseur de paroi (épaisseur nominale de la paroi au niveau de la paume ≤ 0.07 mm)
- Très haute élasticité pour une tenue confortable et un mouvement des doigts facile
- Sans poudre ni latex
- Surface des doigts micro-rugueuse pour une préhension sûre
- Bonne résistance aux substances chimiques et les lipides, convient pour la préparation de cytostatiques


Vasco® Guard long Non stérile, en boîte distributrice

	Article	Unité	N° art.	Pharmacode
	XS	100 pièces	9205500	7394290
	S	100 pièces	9205518	7394309
	M	100 pièces	9205526	7394315
	L	100 pièces	9205534	7394321
	XL	90 pièces	9205542	7394338

EPI 89/686 CEE, cat III | Testé selon la norme ASTM D 6978 (résistance aux cytostatiques)

☒ Sans latex | ☑ Autorisé pour le contact avec des produits alimentaires | ☑ Protection contre les microorganismes | ☑ Protection contre les substances chimiques

Vasco® Nitril long sterile Emballage par paire stérile et ambidextre

	Article	Unité	N° art.	Pharmacode
	S	50 pièces	9205969	6871687
	M	50 pièces	9205977	6871658
	L	50 pièces	9205985	6871664
	XL	50 pièces	9205993	6871670

EPI 89/686 CEE, cat III | Testé selon la norme ASTM D 6978 (résistance aux cytostatiques)

☒ Sans latex | ☑ Autorisé pour le contact avec des produits alimentaires | ☑ Protection contre les microorganismes | ☑ Protection contre les substances chimiques

STERILE | Stérilisé par rayonnement à faisceau d'électrons

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market : Tél. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market : Tél. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com