



FICHES RÉFÉRENCES STOMATHÉRAPIE

ILÉOSTOMIE | COLOSTOMIE | UROSTOMIE

Avril 2021



Nos deux systèmes 2 pièces se composent d'un support et d'une poche :

- **Flexima® 3S, système mécanique** : les supports Flexima® 3S sont utilisables uniquement avec les poches Flexima® 3S.
- **Flexima® Key, système adhésif** : les supports Flexima® Key sont utilisables uniquement avec les poches Flexima® Key.

Système 2 pièces mécanique

TAILLE	Ø (MM)	RÉFÉRENCE	GTIN	CDT	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR / PLV
Support Flexima® 3S Plan						
✂	45 / 15-30	936415FR	4046955577590	10	6157062	33,28 €
	45 / 20	936420FR	4046955577620	10	6157062	33,28 €
	45 / 25	936425FR	4046955577651	10	6157062	33,28 €
	45 / 30	936430FR	4046955577682	10	6157062	33,28 €
✂	55 / 15-40	936515FR	4046955577712	10	6157062	33,28 €
	55 / 35	936535FR	4046955577774	10	6157062	33,28 €
	55 / 40	936540FR	4046955577804	10	6157062	33,28 €
✂	65 / 15-50	936615FR	4046955577835	10	6157062	33,28 €
	65 / 45	936645FR	4046955577897	10	6157062	33,28 €
✂	80 / 15-65	936815FR	4046955577927	10	6157062	33,28 €
Support Flexima® 3S Convexe						
✂	45 / 15-26	937415FR	4046955577958	5	6157079	23,48 €
	45 / 25	937425FR	4046955577989	5	6157079	23,48 €
✂	55 / 15-36	937515FR	4046955578016	5	6157079	23,48 €
	55 / 30	937530FR	4046955578047	5	6157079	23,48 €
✂	65 / 15-46	937615FR	4046955578078	5	6157079	23,48 €



Système 2 pièces adhésif

TAILLE	Ø (MM)	RÉFÉRENCE	GTIN	CDT	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR / PLV
Support Flexima® Key Plan						
✂	40 / 15-35	62040FR	4046955575077	10	6157062	33,28 €
	50 / 15-45	62050FR	4046955575107	10	6157062	33,28 €
	60 / 15-55	62060FR	4046955575169	10	6157062	33,28 €
	80 / 15-75	62080FR	4046955575374	10	6157062	33,28 €
Support Flexima® Key Convexe						
✂	50 / 15-25	62052FR	4046955575138	5	6157079	23,48 €
✂	60 / 15-35	62062FR	4046955575190	5	6157079	23,48 €
✂	60 / 15-45	62063FR	4046955575220	5	6157079	23,48 €
	60 / 25	62064FR	4046955575251	5	6157079	23,48 €
✂	60 / 30	62066FR	4046955575282	5	6157079	23,48 €
	60 / 35	62067FR	4046955575312	5	6157079	23,48 €
✂	60 / 40	62069FR	4046955575343	5	6157079	23,48 €



ILÉOSTOMIE HAUT DÉBIT

Selles liquides | Poches vidables

Système 1 pièce



TAILLE	Ø (MM)	RÉFÉRENCE	GTIN	CDT	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR / PLV	CAPACITÉ*
Flexima® Haut Débit							
✂	15-76	● 42970FR	4046955573240	30	6156507	93,00 €	690 ml
		○ 42971FR	4046955573271	30	6156507	93,00 €	690 ml

Système 2 pièces mécanique



TAILLE	Ø (MM)	RÉFÉRENCE	GTIN	CDT	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR / PLV	CAPACITÉ*
Flexima® 3S Haut Débit							
55		● 933055FR	4046955577170	30	6156542	75,60 €	970 ml
		○ 933155FR	4046955577262	30	6156542	75,60 €	970 ml
65		● 933065FR	4046955577200	30	6156542	75,60 €	940 ml
		○ 933165FR	4046955577293	30	6156542	75,60 €	940 ml
80		● 933080FR	4046955577231	30	6156542	75,60 €	900 ml
		○ 933180FR	4046955577323	30	6156542	75,60 €	900 ml

À utiliser avec les supports Flexima® 3S, voir page 2

Système 2 pièces adhésif



TAILLE	Ø (MM)	RÉFÉRENCE	GTIN	CDT	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR / PLV	CAPACITÉ*
Flexima® Key Maxi							
50		● 62550FR	4046955575886	30	6156542	75,60 €	780 ml
		○ 62650FR	4046955575947	30	6156542	75,60 €	780 ml
60		● 62560FR	4046955575916	30	6156542	75,60 €	730 ml
		○ 62660FR	4046955575978	30	6156542	75,60 €	730 ml
80		○ 62680FR	4046955576005	30	6156542	75,60 €	655 ml

À utiliser avec les supports Flexima® Key, voir page 2

Toutes nos poches haut débit sont compatibles avec :



RÉFÉRENCE	GTIN	CDT	CODE LPPR GÉNÉRIQUE	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR / PLV	CAPACITÉ*
Flow Collector						
039900C	4022495833167	15	1159100	NA	71,07 €	2 L

NA = Non Applicable

*Capacité selon la norme NF EN ISO 8670-2



TAILLE	Ø (MM)	RÉFÉRENCE	GTIN	CDT	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR / PLV	CAPACITÉ*
Flexima® Roll'Up Plan							
Mini	∞< 15-45	● 42710FR	4046955572823	30	6156513	90,48 €	260 ml
Midi	∞< 15-60	● 42716FR	4046955572885	30	6156513	90,48 €	580 ml
		● 42715FR	4046955572854	30	6156513	90,48 €	580 ml
		○ 42815FR	4046955573158	30	6156513	90,48 €	580 ml
		● 42725FR	4046955573004	30	6156513	90,48 €	580 ml
		● 42730FR	4046955573035	30	6156513	90,48 €	580 ml
		● 42735FR	4046955573066	30	6156513	90,48 €	580 ml
		● 42740FR	4046955573097	30	6156513	90,48 €	580 ml
Maxi	∞< 15-76	● 42776FR	4046955573127	30	6156513	90,48 €	710 ml
		○ 42876FR	4046955573219	30	6156513	90,48 €	710 ml
Flexima® Roll'Up Convexe							
	∞< 15-35	● 42719FR	4046955572946	10	6156499	31,00 €	530 ml
	∞< 15-45	● 42720FR	4046955572977	10	6156499	31,00 €	530 ml
		● 42718FR	4046955572915	10	6156499	31,00 €	530 ml
		○ 42818FR	4046955573189	10	6156499	31,00 €	530 ml



TAILLE	Ø (MM)	RÉFÉRENCE	GTIN	CDT	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR / PLV	CAPACITÉ*
Flexima® Active Roll'Up Plan							
Mini	∞< 15-45	● 4622215FR	4046955574803	30	6156513	90,48 €	+/- 260 ml
		● 4620215FR	4046955574476	30	6156513	90,48 €	+/- 260 ml
		○ 4621215FR	4046955574681	30	6156513	90,48 €	+/- 260 ml
Midi	∞< 15-50	● 4622115FR	4046955574773	30	6156513	90,48 €	+/- 580 ml
		● 4620115FR	4046955574322	30	6156513	90,48 €	+/- 580 ml
		○ 4621115FR	4046955574537	30	6156513	90,48 €	+/- 580 ml
		● 4620125FR	4046955574353	30	6156513	90,48 €	+/- 580 ml
		● 4620130FR	4046955574384	30	6156513	90,48 €	+/- 580 ml
		● 4620135FR	4046955574414	30	6156513	90,48 €	+/- 580 ml
		● 4620140FR	4046955574445	30	6156513	90,48 €	+/- 580 ml
		● 4620380FR	4046955574506	30	6156513	90,48 €	+/- 710 ml
Maxi	∞< 15-65	● 4622380FR	4046955574834	30	6156513	90,48 €	+/- 710 ml
		○ 4621380FR	4046955574711	30	6156513	90,48 €	+/- 710 ml



TAILLE	Ø (MM)	RÉFÉRENCE	GTIN	CDT	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR / PLV	CAPACITÉ*
Flexima® Active O'Convex Roll'Up							
Midi	∞< 15-45	● 4622716FR	4046955574865	10	6156499	31,00 €	580 +/- 5 ml
Maxi	∞< 15-45	● 4622717FR	4046955574896	10	6156499	31,00 €	600 ml
		○ 4621716FR	4046955574742	10	6156499	31,00 €	600 ml

*Capacité selon la norme NF EN ISO 8670-2



TAILLE	Ø (MM)	RÉFÉRENCE	GTIN	CDT	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR / PLV	CAPACITÉ*
Flexima® 3S Roll'Up							
Midi	45	● 932045FR	4046955576692	30	6156536	75,60 €	650 ml
		○ 932145FR	4046955576784	30	6156536	75,60 €	650 ml
	55	● 932055FR	4046955576722	30	6156536	75,60 €	635 ml
		○ 932155FR	4046955576814	30	6156536	75,60 €	635 ml
	65	● 932065FR	4046955576753	30	6156536	75,60 €	615 ml
		○ 932165FR	4046955576845	30	6156536	75,60 €	615 ml
Maxi	45	● 932445FR	4046955576937	30	6156536	75,60 €	805 ml
		○ 932545FR	4046955577057	30	6156536	75,60 €	805 ml
	55	● 932455FR	4046955576968	30	6156536	75,60 €	785 ml
		○ 932555FR	4046955577088	30	6156536	75,60 €	785 ml
	65	● 932465FR	4046955576999	30	6156536	75,60 €	755 ml
		○ 932565FR	4046955577118	30	6156536	75,60 €	755 ml
	80	● 932480FR	4046955577026	30	6156536	75,60 €	715 ml
		○ 932580FR	4046955577149	30	6156536	75,60 €	715 ml

 À utiliser avec les supports Flexima® 3S, voir page 2



TAILLE	Ø (MM)	RÉFÉRENCE	GTIN	CDT	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR / PLV	CAPACITÉ*
Flexima® Key Roll'Up							
Midi	40	● 621241FR	4046955575435	30	6156536	75,60 €	550 ml
		○ 621240FR	4046955575404	30	6156536	75,60 €	550 ml
	50	● 621251FR	4046955575497	30	6156536	75,60 €	525 ml
		○ 621250FR	4046955575466	30	6156536	75,60 €	525 ml
Maxi	60	● 621261FR	4046955575558	30	6156536	75,60 €	670 ml
		○ 621260FR	4046955575527	30	6156536	75,60 €	670 ml
	80	● 621281FR	4046955575619	30	6156536	75,60 €	610 ml
		○ 621280FR	4046955575589	30	6156536	75,60 €	610 ml

 À utiliser avec les supports Flexima® Key, voir page 2

COLOSTOMIE

Selles moulées | Poches fermées

Système 1 pièce



TAILLE	ø (MM)	RÉFÉRENCE	GTIN	CDT	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR / PLV	CAPACITÉ*
Flexima® Fermée Plan							
Mini	⊗ 15-45	● 44212FR	4046955573363	30	6156482	67,95 €	275 ml
		● 44220FR	4046955573394	30	6156482	67,95 €	275 ml
		● 44225FR	4046955573424	30	6156482	67,95 €	275 ml
		● 44230FR	4046955573455	30	6156482	67,95 €	275 ml
		● 44235FR	4046955573486	30	6156482	67,95 €	275 ml
Standard	⊗ 15-60	● 044015FR	4046955572342	30	6156482	67,95 €	465 ml
		○ 044115FR	4046955572557	30	6156482	67,95 €	465 ml
		● 044025FR	4046955572373	30	6156482	67,95 €	465 ml
		● 044030FR	4046955572403	30	6156482	67,95 €	465 ml
		● 044035FR	4046955572434	30	6156482	67,95 €	465 ml
		● 044040FR	4046955572465	30	6156482	67,95 €	465 ml
Maxi	⊗ 15-75	● 044045FR	4046955572496	30	6156482	67,95 €	465 ml
		● 044070FR	4046955572526	30	6156482	67,95 €	465 ml
		○ 044170FR	4046955572731	30	6156482	67,95 €	465 ml
Flexima® Fermée Convexe							
⊗ 15-45	● 44018FR	4046955573301	30	6156460	69,00 €	500 ml	
	○ 44118FR	4046955573332	30	6156460	69,00 €	500 ml	




TAILLE	ø (MM)	RÉFÉRENCE	GTIN	CDT	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR / PLV	CAPACITÉ*
Flexima® Active Fermée Plan							
Mini	⊗ 15-45	● 4612215FR	4046955574261	30	6156482	67,95 €	+/- 220 ml
Midi	⊗ 15-50	● 4612115FR	4046955574230	30	6156482	67,95 €	480 ml +/- 30 ml
		○ 4611115FR	4046955574025	30	6156482	67,95 €	480 ml +/- 30 ml
		● 4610125FR	4046955573813	30	6156482	67,95 €	480 ml +/- 30 ml
		● 4610130FR	4046955573844	30	6156482	67,95 €	480 ml +/- 30 ml
		● 4610135FR	4046955573875	30	6156482	67,95 €	480 ml +/- 30 ml
Maxi	⊗ 15-65	● 4610140FR	4046955573905	30	6156482	67,95 €	480 ml +/- 30 ml
● 4612380FR		4046955574292	30	6156482	67,95 €	+/- 600 ml	
		○ 4611380FR	4046955574209	30	6156482	67,95 €	+/- 600 ml

*Capacité selon la norme NF EN ISO 8670-2




TAILLE	Ø (MM)	RÉFÉRENCE	GTIN	CDT	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR / PLV	CAPACITÉ*
Flexima® 3S Fermée							
Midi	45	● 931045FR	4046955576210	30	6156520	42,03 €	520 ml
	55	● 931055FR	4046955576241	30	6156520	42,03 €	500 ml
	65	● 931065FR	4046955576272	30	6156520	42,03 €	465 ml
Maxi	45	● 931445FR	4046955576456	30	6156520	42,03 €	665 ml
		○ 931545FR	4046955576579	30	6156520	42,03 €	665 ml
	55	● 931455FR	4046955576487	30	6156520	42,03 €	655 ml
		○ 931555FR	4046955576609	30	6156520	42,03 €	655 ml
	65	● 931465FR	4046955576517	30	6156520	42,03 €	630 ml
		○ 931565FR	4046955576630	30	6156520	42,03 €	630 ml
	80	● 931480FR	4046955576548	30	6156520	42,03 €	590 ml
		○ 931580FR	4046955576661	30	6156520	42,03 €	590 ml

 À utiliser avec les supports Flexima® 3S, voir page 2



TAILLE	Ø (MM)	RÉFÉRENCE	GTIN	CDT	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR / PLV	CAPACITÉ*
Flexima® Key Fermée							
	40	● 62140FR	4046955575640	30	6156520	42,03 €	440 ml
		○ 62240FR	4046955575763	30	6156520	42,03 €	440 ml
	50	● 62150FR	4046955575671	30	6156520	42,03 €	420 ml
		○ 62250FR	4046955575794	30	6156520	42,03 €	420 ml
	60	● 62160FR	4046955575701	30	6156520	42,03 €	550 ml
		○ 62260FR	4046955575824	30	6156520	42,03 €	550 ml
	80	● 62180FR	4046955575732	30	6156520	42,03 €	520 ml
		○ 62280FR	4046955575855	30	6156520	42,03 €	520 ml

 À utiliser avec les supports Flexima® Key, voir page 2

CAPSULE BE 1

Retour à la continence

Système 2 pièces mécanique




Ø STOMIE	Ø (MM)	RÉFÉRENCE	GTIN	CDT	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR /PLV
Support Plan Flexima® Be 1						
< 30 mm	⌘	55 936516FR	4046955577743	10	6157062	33,28 €
30-40 mm	⌘	65 936616FR	4046955577866	10	6157062	33,28 €

Capsules



Ø (MM)	RÉFÉRENCE	GTIN	CDT	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR /PLV	CAPACITÉ*
Capsules Be 1						
55	9350355FR	4046955577538	30	6156520	42,03 €	615 ml
65	9350365FR	4046955577569	30	6156520	42,03 €	635 ml

 À utiliser en alternance avec les poches fermées Flexima® 3S
Remplit le rôle d'une poche fermée

Poches fermées



TAILLE	Ø (MM)	RÉFÉRENCE	GTIN	CDT	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR /PLV	CAPACITÉ*
Flexima® 3S Fermée							
Midi	55	● 931055FR	4046955576241	30	6156520	42,03 €	500 ml
	65	● 931065FR	4046955576272	30	6156520	42,03 €	465 ml
Maxi	55	● 931455FR	4046955576487	30	6156520	42,03 €	655 ml
		○ 931555FR	4046955576609	30	6156520	42,03 €	655 ml
	65	● 931465FR	4046955576517	30	6156520	42,03 €	630 ml
		○ 931565FR	4046955576630	30	6156520	42,03 €	630 ml

*Capacité selon la norme NF EN ISO 8670-2

UROSTOMIE

Urine | Poches vidangeables

Système 1 pièce



TAILLE	Ø (MM)	RÉFÉRENCE	GTIN	CDT	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR / PLV	CAPACITÉ*
Flexima® Active O'Convex Uro							
Midi	35	○ 4641715FR	4046955574926	10	6129539	39,08 €	670 ml
Flexima® Uro Silk Plan							
	35	● 044914FR	4046955572793	30	6156393	116,64 €	630 ml
		○ 044913FR	4046955572762	30	6156393	116,64 €	630 ml
	20	○ 44820FR	4046955573516	30	6156393	116,64 €	630 ml
	25	○ 44825FR	4046955573547	30	6156393	116,64 €	630 ml
	30	○ 44830FR	4046955573578	30	6156393	116,64 €	630 ml
	35	○ 44836FR	4046955573608	30	6156393	116,64 €	630 ml
Flexima® Uro Silk Convexe							
	35	● 44919FR	4046955573660	10	6129539	39,08 €	615 ml
		○ 44917FR	4046955573639	10	6129539	39,08 €	615 ml
	25	○ 44920FR	4046955573691	10	6129539	39,08 €	615 ml
	30	○ 44922FR	4046955573721	10	6129539	39,08 €	615 ml

Système 2 pièces mécanique



TAILLE	Ø (MM)	RÉFÉRENCE	GTIN	CDT	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR / PLV	CAPACITÉ*
Flexima® 3S Uro							
	45	● 934045FR	4046955577354	30	6157139	106,44 €	675 ml
		○ 934145FR	4046955577446	30	6157139	106,44 €	675 ml
	55	● 934055FR	4046955577385	30	6157139	106,44 €	635 ml
		○ 934155FR	4046955577477	30	6157139	106,44 €	635 ml
	65	● 934065FR	4046955577415	30	6157139	106,44 €	620 ml
		○ 934165FR	4046955577507	30	6157139	106,44 €	620 ml

À utiliser avec les supports Flexima® 3S, voir page 2

Système 2 pièces adhésif



TAILLE	Ø (MM)	RÉFÉRENCE	GTIN	CDT	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR / PLV	CAPACITÉ*
Flexima® Key Uro							
	40	● 62740FR	4046955576036	30	6157139	106,44 €	650 ml
		○ 62840FR	4046955576128	30	6157139	106,44 €	650 ml
	50	● 62750FR	4046955576067	30	6157139	106,44 €	700 ml
		○ 62850FR	4046955576159	30	6157139	106,44 €	700 ml
	60	● 62760FR	4046955576098	30	6157139	106,44 €	650 ml
		○ 62860FR	4046955576180	30	6157139	106,44 €	650 ml

À utiliser avec les supports Flexima® Key, voir page 2

Toutes nos poches d'urostomie sont compatibles avec :

RÉFÉRENCE	GTIN	CDT	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR / PLV	CAPACITÉ*
B. Braun Uribag					
5071FR	4046955574971	30	6156447	64,95 €	2 L

*Capacité selon la norme NF EN ISO 8670-2



RÉFÉRENCE	GTIN	CDT	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR / PLV
Trousse Iryflex® (Iryflex® Cône + Iryflex® Réservoir + 30 manchons IrySleeve®)				
60653FR	4046955575046	1	6157100	48,35 €
Iryflex® Cône				
F05062FR	4046955578603	1	6157091	3,65 €
Iryflex® Réservoir				
60600FR	4046955575022	1	6129491	11,22 €
IrySleeve®				
60530FR	4046955575008	30	6157122	28,80 €

Obturation



RÉFÉRENCE	GTIN	CDT	CODE LPPR GÉNÉRIQUE	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR
Iryfix®					
F00014C	4046964026287	15	1122627	NA	39,33 €*

*PLV à 60€

NA = Non Applicable



DÉNOMINATION	RÉFÉRENCE	GTIN / UDI-DI	CDT	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR / PLV	CAPACITÉ*
Poches de Recueil Urinaire						
B. Braun Uribag	5071FR	4046955574971	30	6156447	64,95 €	2 L
Urimed® Tribag Plus	28306R	26955824007316	30	6156453	63,99 €	800 ml
Urimed® Bag	28501R	26955824007330	30	6156453	63,99 €	500 ml
Autres accessoires						
Urimed® Fix <i>Filet porte-poche petit modèle</i>	68520R	04039239505839	2	6129500	3,00 €	
Urimed® Fix <i>Filet porte-poche moyen modèle</i>	68530R	04039239505846	2	6129500	3,00 €	
Urimed® Strap <i>Système d'attache</i>	68550R	06955824007398	1 paire	6129500	3,00 €	
Urimed® Handle	68548R	06955824007374	1	6157056	1,00 €	



DÉNOMINATION	RÉFÉRENCE	GTIN	CDT	CODE LPPR GÉNÉRIQUE	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR / PLV	CAPACITÉ*
Collecteur à Distance							
Flow Collector <i>Selles liquides à très haut débit</i>	039900C	4022495833167	15	1159100	NA	71,07 €	2 L



DÉNOMINATION	RÉFÉRENCE	GTIN / UDI-DI	CDT	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR / PLV	FORMAT
Anneaux						
Eakin Cohesive® PM	839002FR	5056276806254	10	6177567	27,37 €	48 mm
Eakin Cohesive® Slim	839005FR	5056276806261	10	6177567	27,37 €	48 mm
Eakin Cohesive® GM	839001FR	5056276806247	10	6177567	27,37 €	98 mm
Eakin Cohesive® StomaWrap	839006FR	5056276806278	10	6177567	27,37 €	85 mm



DÉNOMINATION	RÉFÉRENCE	GTIN / UDI-DI	CDT	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR / PLV	FORMAT
Autres Accessoires						
Askina® Barrier Film	4002801FR	4046963776220	1	NR	NR	28 ml
Superfiller®	F05008C	0817138013808	1	6157895	7,00 €	60 g
B. Braun Adhesive Remover	1005-1	7332343002483	1	6174304	11,56 €	50 ml
B. Braun Iléo® Gel+	005012FR	4046955579105	45	NR	NR	
Sacs bleu	F00750FR	4046955579167	100	NR	NR	
B. Braun Ceinture	5028FR	4046955574940	1	6157085	3,32 €	
Besace Flow Collector	ZB00479	4046955132058	1	NR	NR	

NR = Non Remboursé

NA = Non Applicable

PRODUITS ET PRESTATIONS REMBOURSABLES

Les produits des gammes Flexima®, Flexima® 3S, Flexima® Key, Flexima® Active O'Convex, Be 1, Iryflex®, Iryfix®, Flow Collector, Urimed®, B. Braun Uribag, anneaux Eakin Cohesive®, Superfiler®, B. Braun ceinture et B. Braun Adhesive Remover sont pris en charge en ville uniquement et selon les conditions de remboursement inscrites au titre I de la Liste des Produits et Prestations Remboursables prévue à l'article L 165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Pour plus d'information, consultez le site www.ameli.fr.

Les produits des gammes Flexima®, Flexima® 3S, Flexima® Key, Flexima® Active O'Convex, Iryflex®, anneaux Eakin, Superfiller®, Askina® Barrier Film, et Be 1 sont des dispositifs médicaux de classe I.
B. Braun Adhesive Remover est un dispositif médical de classe IIa. Iryfix® est un dispositif médical de classe IIa, certificat CE délivré par TUV SUD CE0123.

PRODUITS NON REMBOURSÉS

Askina® Barrier Film, B. Braun Iléo® Gel+, la besace Flow Collector et les sacs bleus.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Les marques citées appartiennent à leurs titulaires respectifs. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document et photo non contractuels.

Document réservé aux professionnels de santé.

Dispositifs médicaux pour la prise en charge des patients stomisés.

B. BRAUN MEDICAL | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France | Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | www.bbraun.fr

Fabriqués par :
les coordonnées du fabricant figurent sur le conditionnement des produits.

Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

© Crédit photo : Adobe Stock

ZB00813_20210308_20260308 Edition 04/2021