



STERILE GOODS
MANAGEMENT


AESCALAP® AICON® SIEBKÖRBE

KATALOG

AESCALAP® AICON® SIEBKORB SYSTEM

WELLENBODEN

Der neuartige Wellenboden verhindert ein Verrutschen der Instrumente während des Packprozesses.




OPTIONAL MIT DECKEL ERHÄLTICH

ERGONOMISCHE GRIFFE

WEICHE KONTUREN

Weiche abgerundete Konturen, keine FüÙe – somit auch für die Verwendung mit Weichverpackung eine gute Wahl.






AUFEINANDER ABGESTIMMT

Standardisierte Abläufe durch die Verwendung eines aufeinander abgestimmten Systems.







STAPELUNG

Stabile, platzsparende Stapelung mit und ohne Deckel.



AESCULAP® AICON® SIEBKÖRBE GRÖSSE 1/1 UND DIN

MÖGLICHE SIEBKORB-KOMBINATIONEN

Art.Nr. Containerwannen	Art.Nr. Siebkörbe Größe 1/1 oder DIN
JJ110 / JJ111	
JJ120 / JJ121	
JJ130 / JJ131	
JJ140 / JJ141	

Containerwanne
 Siebkorb
 Darstellung in Stirnsicht

SIEBKÖRBE¹ GRÖSSE 1/1

Art.Nr.	
JJ161R	1/1 AICON® Siebkorb
JJ162R	
JJ163R	
JJ164R	
JJ167R	1/1 AICON® Siebkorbdeckel

SIEBKÖRBE¹ GRÖSSE DIN

Art.Nr.	
JJ461R	DIN AICON® Siebkorb
JJ462R	
JJ463R	
JJ464R	
JJ467R	DIN AICON® Siebkorbdeckel

Hinweis: Gemäß EN ISO 868-8 sollte die Beladung insgesamt 10 kg nicht überschreiten, um übermäßige Kondensatbildung zu vermeiden. Aesculap® AICON® Siebkörbe werden aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 und medizinischem Silikon USP Class VI (Verschluss am Deckel) gefertigt.





¹ Maßtabellen siehe Seite 20-21



AESCULAP® AICON® SIEBKÖRBE

GRÖSSE 1/2

MÖGLICHE SIEBKORB-KOMBINATIONEN

Art.Nr. Containerwannen	Art.Nr. Siebkörbe Größe 1/2
JJ210 / JJ211	
JJ220 / JJ221	
JJ230 / JJ231	
JJ240 / JJ241	


Containerwanne
 Siebkorb
 Darstellung in Stirnansicht

SIEBKÖRBE¹ GRÖSSE 1/2

Art.Nr.	
JJ261R	
JJ262R	1/2 AICON® Siebkorb
JJ263R	
JJ264R	
JJ267R	1/2 AICON® Siebkorbdeckel

Hinweis: Gemäß EN ISO 868-8 sollte die Beladung insgesamt 5 kg nicht überschreiten, um übermäßige Kondensatbildung zu vermeiden. Aesculap® AICON® Siebkörbe werden aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 und medizinischem Silikon USP Class VI (Verschluss am Deckel) gefertigt.





¹ Maßtabellen siehe Seite 20-21



AESCULAP® AICON® SIEBKÖRBE

GRÖSSE 3/4

MÖGLICHE SIEBKORB-KOMBINATIONEN

Art.Nr. Containerwannen	Art.Nr. Siebkörbe Größe 3/4
JJ310 / JJ311	
JJ320 / JJ321	
JJ330 / JJ331	
JJ340 / JJ341	

Containerwanne
 Siebkorb
 Darstellung in Stirnansicht

SIEBKÖRBE¹

GRÖSSE 3/4

Art.Nr.	
JJ361R	
JJ362R	3/4 AICON® Siebkorb
JJ363R	
JJ364R	
JJ367R	3/4 AICON® Siebkorbdeckel

Hinweis: Gemäß EN ISO 868-8 sollte die Beladung insgesamt 7,5 kg nicht überschreiten, um übermäßige Kondensatbildung zu vermeiden. Aesculap® AICON® Siebkörbe werden aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 und medizinischem Silikon USP Class VI (Verschluss am Deckel) gefertigt.

¹ Maßtabellen siehe Seite 20-21



AESCULAP® AICON®

MASSTABELLEN SIEBKÖRBE

MASSTABELLE FÜR DIE SIEBKORB GRÖSSE 1/1

Art.Nr.	Siebkorbdeckel Außenmaß (LxBxH mm)	Siebkorb Außenmaß (LxBxH mm)	Siebkorb Innenmaß (LxBxH mm)
Siebkorbdeckel			
JJ167R	528 x 253 x 18		
Siebkorb			
JJ161R		537 x 250 x 35	535 x 248 x 32
JJ162R		537 x 250 x 55	535 x 248 x 52
JJ163R		537 x 250 x 80	535 x 248 x 77
JJ164R		537 x 250 x 105	535 x 248 x 102

MASSTABELLE FÜR DIE SIEBKORB GRÖSSE 1/2

Art.Nr.	Siebkorbdeckel Außenmaß (LxBxH mm)	Siebkorb Außenmaß (LxBxH mm)	Siebkorb Innenmaß (LxBxH mm)
Siebkorbdeckel			
JJ267R	231 x 253 x 18		
Siebkorb			
JJ261R		240 x 250 x 35	238 x 248 x 32
JJ262R		240 x 250 x 55	238 x 248 x 52
JJ263R		240 x 250 x 80	238 x 248 x 77
JJ264R		240 x 250 x 105	238 x 248 x 102

MASSTABELLE FÜR DIE SIEBKORB GRÖSSE 3/4

Art.Nr.	Siebkorbdeckel Außenmaß (LxBxH mm)	Siebkorb Außenmaß (LxBxH mm)	Siebkorb Innenmaß (LxBxH mm)
Siebkorbdeckel			
JJ367R	394 x 253 x 18		
Siebkorb			
JJ361R		403 x 250 x 35	401 x 248 x 32
JJ362R		403 x 250 x 55	401 x 248 x 52
JJ363R		403 x 250 x 80	401 x 248 x 77
JJ364R		403 x 250 x 105	401 x 248 x 102

MASSTABELLE FÜR DIE SIEBKORB GRÖSSE DIN

Art.Nr.	Siebkorbdeckel Außenmaß (LxBxH mm)	Siebkorb Außenmaß (LxBxH mm)	Siebkorb Innenmaß (LxBxH mm)
Siebkorbdeckel			
JJ467R	476 x 253 x 18		
Siebkorb			
JJ461R		485 x 250 x 35	483 x 248 x 32
JJ462R		485 x 250 x 55	483 x 248 x 52
JJ463R		485 x 250 x 80	483 x 248 x 77
JJ464R		485 x 250 x 105	483 x 248 x 102

B. Braun Medical AG | Aesculap | Seesatz 17 | 6204 Sempach
Tel. 0848 83 00 22 | sales-aesculap.bbmc@bbraun.com | www.bbraun.ch

AESULAP® – a B. Braun brand