



## Softima<sup>®</sup> Active

come una seconda pelle

- Protezione della pelle ultra flessibile
- Fissaggio immediato
- Leggera e attiva

# Softima® Active

leggera e attiva

1-pezzo




## Come una seconda pelle

- Aderisce subito e in maniera affidabile
- Morbida e flessibile
- Leggera e appena percettibile

## Protezione cutanea ultra flessibile

- Estremamente adattabile anche in presenza di pieghe cutanee, ernie e cicatrici
- Libertà di movimento illimitata
- Perfetta protezione della cute



Softima® Active è un innovativo presidio per stomie ad 1 pezzo. La superficie adesiva della sacca è realizzata nel protettore cutaneo ultraflessibile e brevettato B. Braun Tech. In questo modo è il presidio ad adattarsi alla persona e non viceversa. La sacca si conforma ad ogni movimento, la differenza è immediatamente percettibile. Il presidio è leggero e flessibile. Grazie al protettore cutaneo B. Braun Tech Softima® Active assicura un'eccellente tollerabilità cutanea.

Softima® Active ha prevalso in un test dermatologico eseguito dal Dr. Mignard (IDEA, Dermatology Institute of Aquitaine, Martillac, Francia) sugli altri sistemi di sacche:

**Migliori risultati per tutti i criteri!**

Prodotto	Composizione
Prodotto A	Polyisobutylene (PIB)
Prodotto B	Etilene vinil acetato (EVA)
Prodotto C	Stirene-isoprene-stirene (SIS)/Polyisobutylene (PIB)
Softima® Active	100% Stirene-isoprene-stirene (SIS)

# Softima<sup>®</sup> Active

morbida e flessibile

## Piastra base di forma stabile

- Ottima resistenza all'umidità anche in presenza di escrementi molto liquidi
- Non lascia residui sulla cute
- Non sono necessari altri prodotti per la rimozione



## Prestazioni del filtro efficaci






- La sacca non si gonfia
- Eventuali odori sono neutralizzati in maniera affidabile
- Comfort e sicurezza in ogni momento



Aderenza immediata	Rimozione semplice	Nessun residuo	Compatibilità cutanea	Resistenza all'acqua	Flessibilità
☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆

# Softima® Active

## panoramica dei prodotti

	Articolo	Capacità	Unità	Cod. art.	Pharmacode
	<b>Softima® Active colostomia Maxi con finestrella d'osservazione*</b> 15 – 65 mm ☞ beige	600 ml	30	4612380CH	1001892
	<b>Softima® Active colostomia Midi con finestrella d'osservazione*</b> 15 – 50 mm ☞ beige	460 ml	30	4612115CH	1001890
	25 mm beige	460 ml	30	4610125CH	10011886
	30 mm beige	460 ml	30	4610130A	1001887
	35 mm beige	460 ml	30	4610135CH	1001888
	40 mm beige	460 ml	30	4610140CH	1001889
	<b>Softima® Active colostomia Mini con finestrella d'osservazione*</b> 15 – 45 mm ☞ beige	220 ml	30	4612215CH	1001891
	<b>Softima® Active ileostomia Roll'up Maxi</b> 12 – 65 mm ☞ beige con finestrella d'osservazione*	720 ml	30	4622380CH	1001899
	<b>Softima® Active ileostomia Roll'up Midi</b> 12 – 50 mm ☞ beige	560 ml	30	4620115CH	1001893
	12 – 50 mm ☞ beige con finestrella d'osservazione*	560 ml	30	4622115CH	1001897
	25 mm beige	560 ml	30	4620125CH	1001894
	30 mm beige	560 ml	30	4620130CH	1001895
	35 mm beige	560 ml	30	4620135CH	1001896



\*finestrella d'osservazione

EMAp stomaterapia 29.01.01.00.1