



SCHÜTZT

- vor aggressiven Körperausscheidungen
- sensible und fragile Haut
- bereits beschädigte Haut

# Askina® Barrier Film

ATMUNGSAKTIVER HAUTSCHUTZ

# Askina® Barrier Film

SCHNELLTROCKNENDER, REIZFREIER HAUTSCHUTZ




**Askina® Barrier Film** – der effektive Hautschutz für die Pflege in der Stoma-, Inkontinenz- und Wundversorgung. Der Schutzfilm von Askina® Barrier Film trocknet in 30 Sekunden und schützt die Haut zuverlässig vor aggressiven Körperausscheidungen, Klebstoffen und Reibungen – bis zu 72 Stunden.

Askina® Barrier Film ist alkoholfrei, transparent und feuchtigkeitstundurchlässig.



## IHR NUTZEN

- Kein Brennen auf der intakten oder beschädigten Haut
- Vorbeugen, schützen, erhalten – ein Produkt für alles
- Die Haut atmet, ihre wichtigen Funktionen bleiben erhalten
- Für jede Indikation die richtige Anwendungsform

	Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode
	Spray, 28 ml	1	5036	7825968
	Foam Swab, 1 ml	25	4000125	4964597
	Cream, 92 g	1	4119201	5439284

Auch erhältlich als Creme für den Bereich Wunde und Inkontinenz.

B. Braun Medical AG | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)  
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | [sales-hospital.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-hospital.bbmch@bbraun.com)  
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | [sales-opm.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-opm.bbmch@bbraun.com)