




Wundmanagement

DRAINAGE

PRODUKTPROGRAMM

Die B. Braun Wunddrainage-Systeme
 Drainobag[®], Redovac[®] und Redyrob[®]
 decken eine grosse Bandbreite der
 routinemässig verwandten Systeme ab.
 Somit fördern und beschleunigen die
 Produkte den Wundheilungsprozess durch
 Adaption der Wundränder und das
 Abtransportieren von Wundsekreten
 durch das anliegende Vakuum.


Die Produkte für die postoperative Wunddrainage können
 in die folgenden Vakuumklassifikationen unterteilt werden:



HOCHVAKUUM-
DRAINAGE



MITTELVAKUUM-
DRAINAGE



NIEDERVAKUUM-
DRAINAGE

P-relativ	Vakuum-/Drainagearten
- 50 mbar	Schwerkraft
- 100 mbar	Niedervakuum
- 500 mbar	Mittelvakuum
- 900 mbar	Hochvakuum

Inhaltsverzeichnis


HOCH- VAKUUM

Drainobag®
Hochvakuum-Wunddrainage-Systeme

Seite 6

Redovac®
Hochvakuum-Wunddrainage-Systeme

Seite 8



MITTEL- VAKUUM

Redyrob®
Regelbare Wunddrainage-Systeme und Zubehör

Seite 12

Drainobag® BP (Basse Presson)
Mittelvakuum-Wunddrainage-System

Seite 13



NIEDER- VAKUUM

Drainobag®
Niedervakuum-Wunddrainage-System

Seite 16

Mini-Redovac®
Niedervakuum-Wunddrainage-System

Seite 18




ZUBEHÖR

Redon
Verbindungsschläuche / -stücke

Seite 21





HOCHVAKUUM WUNDDRAINAGE

Hochvakuum-Wunddrainage

PRODUKTÜBERSICHT

Drainobag®



Redovac®



Drainobag® Systeme umfassen:

- Evakuierte, transparente Flaschen mit 600 ml, 300 ml und 150 ml nominaler Füllkapazität
- Redon Verbindungsleitungen
- Zusätzlich erhältlich als Komplett-Sets inklusive Redon-Drain und Redon sowie Tunnelnadel (Ch. 6 – 18)


Redovac® Systeme umfassen:

- Evakuierte, transparente Flaschen mit 400 ml nominaler Füllkapazität
- Redon Verbindungsleitungen

Die genannten, kleineren Behältnisse mit 150 ml nominalem Füllvolumen werden zum Drainieren von kleineren Blut- und Sekretmengen sowie für den Einsatz bei mobilisierten Patienten bevorzugt.


Drainobag®


WUNDDRAINAGESYSTEME, WAHLWEISE ALS LUER-LOCK ODER STECKVARIANTE

Drainobag® OP-System	Beschreibung	Flasche	Ausführung	Sterilisation	VE	Pharmacode	Art.-Nr.
 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Klarsichtige Kunststoff-Flasche ▪ Vakuum-Indikator ▪ Verbindungsschlauch 123/65 cm mit Universalansatz für Ch. 6 – 18 ▪ Aufhängevorrichtung ▪ PVC 	Drainobag® 150 OP-System						
	150 ml Nenninhalt, 10 ml Feingraduierung	Steck-Ansatz	Gas	30	2112909	5523710	
		Steck-Ansatz*	Gas	30	3149719	5523702	
		Luer-Lock-Konnektor	Gas	30	7822284	55237371	
	Drainobag® 300 OP-System						
	300 ml Nenninhalt, 10 ml Feingraduierung	Steck-Ansatz	Gas	30	3149777	5522322	
		Luer-Lock-Konnektor	Gas	30	7822286	55223401	
	Drainobag® 600 OP-System						
	600 ml Nenninhalt, 10 ml Feingraduierung	Steck-Ansatz	Gas	25	7822288	5523606	
Luer-Lock-Konnektor		Gas	25	7822287	5523649		

* mit verkürztem Verbindungsschlauch (65 cm)





Drainobag® Stations-System	Beschreibung	Flasche	Ausführung	Sterilisation	VE	Pharmacode	Art.-Nr.
 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Klarsichtige Kunststoff-Flasche ▪ Vakuum-Indikator ▪ Aufhängevorrichtung ▪ PVC 	Drainobag® 150 Stations-System						
	150 ml Nenninhalt, 10 ml Feingraduierung	Luer-Lock-Konnektor	Gas	30	7822283	55237611	
	Drainobag® 300 Stations-System						
	300 ml Nenninhalt, 10 ml Feingraduierung	Luer-Lock-Konnektor	Gas	30	3149783	5522390	
Drainobag® 600 Stations-System							
600 ml Nenninhalt, 10 ml Feingraduierung	Luer-Lock-Konnektor	Gas	25	7831675	5523682		

Drainobag® 150 Komplett-System	Beschreibung	Charrière	Sterilisation	VE	Pharmacode	Art.-Nr.
 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mit Drain und Einmal-Führungsnadel ▪ Klarsichtige Kunststoff-Flasche 150 ml Nenninhalt, 10 ml Feingraduierung ▪ Vakuum-Indikator ▪ Verbindungsschlauch mit Universalansatz für Ch. 6 – 18 ▪ Aufhängevorrichtung ▪ PVC 	6	Gas	30	7822285	55238001	


Redovac®

WUNDDRAINAGESYSTEM MIT BAJONETTVERBINDER

Redovac® OP-System	Beschreibung	Flasche	Ausführung	Sterilisation	VE	Pharmacode	Art.-Nr.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klarsichtige Kunststoff-Flasche ▪ Vakuum-Indikator ▪ Verbindungsschlauch mit Universalansatz für Ch. 6 – 18 ▪ Aufhängevorrichtung ▪ PVC 	Redovac® 400 OP-System					
		400 ml Nenninhalt, 10 ml Feingraduierung	Bajonett-Sicherheitskonnektor	Gas	25	3157831	U2000700

Redovac® Stations-System	Beschreibung	Flasche	Ausführung	Sterilisation	VE	Pharmacode	Art.-Nr.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klarsichtige Kunststoff-Flasche ▪ Vakuum-Indikator ▪ Aufhängevorrichtung ▪ PVC 	Redovac® 400 Stations-System					
		400 ml Nenninhalt, 10 ml Feingraduierung	Bajonett-Sicherheitskonnektor	Gas	30	3157819	U2000600





MITTELVAKUUM WUNDDRAINAGE

Mittelvakuum-Wunddrainage

PRODUKTÜBERSICHT



Drainobag® / Redyrob® Systeme umfassen:

- Evakuierte, transparente Flaschen mit 600 ml nominaler Füllkapazität
 - Redon Verbindungsleitungen
-

Redyrob®

GESCHLOSSENES, REGELBARES WUNDDRAINAGESYSTEM UND ZUBEHÖR


Redyrob® Comp	Beschreibung	Volumen (ml)	VE	Pharmacode	Art.-Nr.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regelbar ▪ Steril ▪ Doppelt verpackt ▪ Inkl. 1'500 ml Schwerkraft-Drainagebeutel 	600	20	-	5526000
Redyrob® Trans Plus	Beschreibung	Volumen (ml)	VE	Pharmacode	Art.-Nr.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zum Anschluss an Redyrob® Comp ▪ Regelbar ▪ Steril ▪ Doppelt verpackt 	600	10	7202178	5526604
Schwerkraftdrainage- Beutel 1.5 l	Beschreibung	Volumen (ml)	VE	Pharmacode	Art.-Nr.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Redyrob® Comp/Trans ▪ Steril ▪ Doppelt verpackt 	1'500	50	-	5526159


Drainobag® BP (Basse Presson)

PRODUKTÜBERSICHT



MITTEL-
VAKUUM

Drainobag® 600 BP OP-System	Beschreibung	Flasche	Ausführung	Sterili- sation	VE	Pharmacode	Art.-Nr.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klarsichtige Kunststoff-Flasche ▪ Vakuum-Indikator ▪ Verbindungsschlauch mit Universalansatz für Ch. 6 – 18 ▪ Aufhängevorrichtung ▪ PVC 	600 ml Nenninhalt, 300 ml max. Füllvolumen bei max. 500 mbar, 10 ml Feingraduierung	Luer-Lock-Konnektor	Gas	25	-	5524210


Drainobag® 600 BP Stations-System	Beschreibung	Flasche	Ausführung	Sterili- sation	VE	Pharmacode	Art.-Nr.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klarsichtige Kunststoff-Flasche ▪ Vakuum-Indikator ▪ Aufhängevorrichtung ▪ PVC 	600 ml Nenninhalt, 300 ml max. Füllvolumen bei max. 500 mbar, 10 ml Feingraduierung	Luer-Lock-Konnektor	Gas	25	7831674	5524237



NIEDERVAKUUM WUNDDRAINAGE


Drainobag®

PRODUKTÜBERSICHT

Drainobag® 40 K6	Beschreibung	Volumen	VE	Pharma- code	Art.-Nr.
	Drainobag® 40 K6 ▪ Mit Drainverbinder, Nadel und Drain, Ch. 6	40 ml	10 Stück	2112950	5524008

Drainobag® LVS

PRODUKTÜBERSICHT

Drainobag® LVS	Beschreibung	Ausführung	VE	Pharma-code	Art.-Nr.
	Drainobag® LVS				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geschlossenes System aus Nieder- vakuum und Schwerkraftdrainage ▪ Faltenbalg Füllvolumen 250 ml ▪ Verbindungsschlauch 123 cm , Schiebeklemme, mit variablem Drainverbinder Ch. 6 – 18 ▪ Schwerkraftdrainagebeutel 500 ml mit Luer-Lock Anschluss und Auslass- ventil 	Luer-Lock- Konnektor	25 Stück	7680251	5524202



Schwerkraft- drainagebeutel	Beschreibung	Volumen	VE	Pharma-code	Art.-Nr.
Schwerkraftdrainagebeutel					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Drainobag® LVS, mit Luer-Lock Anschluss und Auslassventil 	500 ml	50 Stück	7680245	5524229

Mini-Redovac®

PRODUKTÜBERSICHT



NIEDER-
VAKUUM


Mini-Redovac®	Beschreibung	Volumen (ml)	Charrière	VE	Pharma-code	Art.-Nr.
	Mini-Redovac® Set					
		20	6	10	7764826	U2041001
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saugbalg ▪ Feindrain Ch. 6 oder Ch. 8, 35 cm 	20	8		7680305	U2041003
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mit atraumatischer angeschlossener Führungsnadel 	50	6		2805469	U2045001
		50	8		3183679	U2045003
Saugbalg für Mini-Redovac®						
		20	-	10	7491337	U2040232




ZUBEHÖR

Redon

PRODUKTÜBERSICHT

Redon Verbindungsschlauch	Beschreibung	Ausführung	VE	Pharma- code	Art.-Nr.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 123 cm ▪ PVC 	Sekretstop und Universalansatz für Drainagen Ch. 6 – 18	40	3157765	5524920
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 123 cm ▪ PVC 	Lock-Ansatz, Sekretstop und Universalansatz für Drainagen Ch. 6 – 18	40	3157759	5524911

Redon-Saugdrain	Beschreibung	Charrière	VE	Pharmacode	Art.-Nr.
		6		7680311	U2110600
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Graduiert ▪ Röntgenkontraststreifen ▪ Doppelt perforiert 15 cm ▪ Länge 50 cm ▪ PVC med. Qualität ▪ Steril ▪ Doppelt verpackt 	8		7824712	U2110800
		10		7824709	U2111000
		12	100	7824710	U2111200
		14		7824711	U2111400
		16		7825969	U2111600
		18		3157742	U2111800

B. Braun Medical AG | Seesatz 17 | CH-6204 Sempach | customer-service.ch@bbraun.com | www.bbraun.ch
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | Ambulatory Channel: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32