




Traitement des plaies

# DRAINAGE

GAMME DE PRODUITS

Les systèmes de drainage de plaies B. Braun Drainobag<sup>®</sup>, Redovac<sup>®</sup> et Redyrob<sup>®</sup> couvrent un large éventail de systèmes à supprimer le terme apparentés couramment utilisés. Nos produits favorisent et accélèrent la cicatrisation en s'adaptant précisément aux bords des plaies ainsi qu'en drainant les sécrétions de la plaie grâce au vide.


Les produits de drainage de plaies postopératoire peuvent être répartis dans les catégories de vide suivantes :



DRAINAGE  
À VIDE POUSSÉ



DRAINAGE  
À VIDE MODÉRÉMENT  
POUSSÉ



DRAINAGE  
À VIDE PEU POUSSÉ

P-relatif	Types de vide / drainage
- 50 mbar	La gravité
- 100 mbar	Vide faible
- 500 mbar	Vide moyen
- 900 mbar	Vide poussé

# Table des matières


## VIDE POUSSÉ

Drainobag®  
Système de drainage de plaies à vide poussé

Page 6

Redovac®  
Système de drainage de plaies à vide poussé

Page 8



## VIDE MODÉ- RÉMENT POUSSÉ

Redyrob®  
Système de drainage de plaies réglables et accessoires

Page 12

Drainobag® BP (Basse Pression)  
Système de drainage de plaies à vide modérément poussé

Page 13



## VIDE PEU POUSSÉ

Drainobag®  
Système de drainage de plaies à vide peu poussé

Page 16

Mini-Redovac®  
Système de drainage de plaies à vide peu poussé

Page 18




## ACCESSOIRES

Redon  
Tubulures/connecteurs de drain

Page 21





# DRAINAGE DE PLAIES

## À VIDE POUSSÉ

# Drainage de plaies à vide poussé

## VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS



---

### Les systèmes Drainobag® :

- Flacons en plastique transparent sous vide, avec un volume nominal de 600 ml, 300 ml et 150 ml
- Tubulures Redon
- Également disponibles sous forme de sets complets comprenant un drain Redon et une aiguille de tunnélisation (Ch. 6 – 18)

### Les systèmes Redovac® :


- Flacons en plastique transparent sous vide, avec un volume nominal de 400 ml
- Tubulures Redon

---

Les récipients plus petits cités plus haut, avec une capacité nominale de 150 ml, sont privilégiés pour drainer de plus petites quantités de sang et de sécrétions et pour les patients mobilisés.


# Drainobag®


SYSTÈMES DE DRAINAGE DE PLAIES, AU CHOIX AVEC EMBOUT LUER-LOCK OU LUER-STECK

Drainobag® Système opératoire	Description	Flacon	Version	Stérilisation	UE	Pharmacode	N° art.
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Flacon en plastique transparent</li> <li>▪ Indicateur de vide</li> <li>▪ Tubulure de liaison de 123/65 cm avec embout universel pour Ch. 6 – 18</li> <li>▪ Dispositif de suspension</li> <li>▪ PVC</li> </ul>	<b>Drainobag® 150 Système opératoire</b>						
	Volume nominal de 150 ml, graduation fine de 10 ml	Embout Luer-Steck	Gaz	30	2112909	5523710	
		Embout Luer-Steck*	Gaz	30	3149719	5523702	
		Connecteur Luer-Lock	Gaz	30	7822284	55237371	
	<b>Drainobag® 300 Système opératoire</b>						
	Volume nominal de 300 ml, graduation fine de 10 ml	Embout Luer-Steck	Gaz	30	3149777	5522322	
		Connecteur Luer-Lock	Gaz	30	7822286	55223401	
	<b>Drainobag® 600 Système opératoire</b>						
	Volume nominal de 600 ml, graduation fine de 10 ml	Embout Luer-Steck	Gaz	25	7822288	5523606	
Connecteur Luer-Lock		Gaz	25	7822287	5523649		

\* avec tubulure de liaison raccourcie (65 cm)





Drainobag® Système pour unité de soins	Description	Flacon	Version	Stérilisation	UE	Pharmacode	N° art.
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Flacon en plastique transparent</li><li>▪ Indicateur de vide</li><li>▪ Dispositif de suspension</li><li>▪ PVC</li></ul>	<b>Drainobag® 150 Système pour unité</b>					
		Volume nominal de 150 ml, graduation fine de 10 ml	Connecteur Luer-Lock	Gaz	30	7822283	55237611
		<b>Drainobag® 300 Système pour unité</b>					
		Volume nominal de 300 ml, graduation fine de 10 ml	Connecteur Luer-Lock	Gaz	30	3149783	5522390
		<b>Drainobag® 600 Système pour unité</b>					
		Volume nominal de 600 ml, graduation fine de 10 ml	Connecteur Luer-Lock	Gaz	25	7831675	5523682

Drainobag® 150 Système complet	Description	Charrière	Stérilisation	UE	Pharmacode	N° art.
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Avec drain et introducteur jetable</li><li>▪ Flacon en plastique transparent, volume nominal 150 ml, graduation fine de 10 ml</li><li>▪ Indicateur de vide</li><li>▪ Tubulure de raccordement avec embout universel pour Ch. 6 – 18</li><li>▪ Dispositif de suspension</li><li>▪ PVC</li></ul>	6	Gaz	30	7822285	55238001

# Redovac®

## SYSTÈME DE DRAINAGE DE PLAIES AVEC CONNECTEUR À BAÏONNETTE


Redovac® Système opératoire	Description	Flacon	Version	Stérilisation	UE	Pharmacode	N° art.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flacon en plastique transparent</li> <li>Indicateur de vide</li> <li>Tubulure de liaison avec embout universel pour Ch. 6 – 18</li> <li>Dispositif de suspension</li> <li>PVC</li> </ul>	<b>Redovac® 400 Système opératoire</b>					
		Volume nominal de 400 ml, graduation fine de 10 ml	Connecteur de sécurité à baïonnette	Gaz	25	3157831	U2000700

Redovac® Système pour unité	Description	Flacon	Version	Stérilisation	UE	Pharmacode	N° art.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flacon en plastique transparent</li> <li>Indicateur de vide</li> <li>Dispositif de suspension</li> <li>PVC</li> </ul>	<b>Redovac® 400 Système pour unité</b>					
		Volume nominal de 400 ml, graduation fine de 10 ml	Connecteur de sécurité à baïonnette	Gaz	30	3157819	U2000600





VIDE  
POUSSÉ



# DRAINAGE DE PLAIES À VIDE MODÉRÉMENT POUSSÉ

# Drainage de plaies à vide modérément poussé

## VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS






---

### Les systèmes Drainobag® / Redyrob® :

- Flacons en plastique transparent sous vide d'un volume nominal de 600 ml
  - Tubulures Redon
-

# Redyrob®

## SYSTÈME DE DRAINAGE DE PLAIES FERMÉ RÉGLABLE ET ACCESSOIRES


Redyrob® Comp	Description	Volume (ml)	UE	Pharmacode	N° art.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Réglable</li> <li>▪ Stérile</li> <li>▪ Double emballage</li> <li>▪ Y compris poche de drainage par gravité de 1500 ml</li> </ul>	600	20	-	5526000
Redyrob® Trans Plus	Description	Volume (ml)	UE	Pharmacode	N° art.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peut se raccorder à Redyrob® Comp</li> <li>▪ Réglable</li> <li>▪ Stérile</li> <li>▪ Double emballage</li> </ul>	600	10	7202178	5526604
Poche de drainage par gravité 1.5 l	Description	Volume (ml)	UE	Pharmacode	N° art.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour Redyrob® Comp/Trans</li> <li>▪ Stérile</li> <li>▪ Double emballage</li> </ul>	1500	50	-	5526159


# Drainobag® BP (Basse Pression)

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS



VIDE MODÉRÉ-  
MENT POUSSÉ

Drainobag® 600 BP Système opératoire	Description	Flacon	Version	Stérili- sation	UE	Pharmacode	N° art.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Flacon en plastique transparent</li> <li>▪ Indicateur de vide</li> <li>▪ Tubulure de liaison avec embout universel pour Ch. 6 – 18</li> <li>▪ Dispositif de suspension</li> <li>▪ PVC</li> </ul>	Volume nominal de 600 ml, capacité max. de 300 ml à pression max. de 500 mbar, graduation fine de 10 ml	Connecteur Luer-Lock	Gaz	25	-	5524210

Drainobag® 600 BP Système pour unité de soins	Description	Flacon	Version	Stérili- sation	UE	Pharmacode	N° art.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Flacon en plastique transparent</li> <li>▪ Indicateur de vide</li> <li>▪ Dispositif de suspension</li> <li>▪ PVC</li> </ul>	Volume nominal de 600 ml, capacité max. de 300 ml à pression max. de 500 mbar, graduation fine 10 ml	Connecteur Luer-Lock	Gaz	25	7831674	5524237




# DRAINAGE DE PLAIES

## À VIDE PEU POUSSÉ


# Drainobag®

## VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Drainobag® 40 K6	Description	Volume	UE	Pharma-code	N° art.
	<b>Drainobag® 40 K6</b>  ▪ Avec connecteur de drain, aiguille et drain, Ch. 6	40 ml	10 pièces	2112950	5524008

# Drainobag® LVS

## VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Drainobag® LVS	Description	Version	UE	Pharma-code	N° art.
	<b>Drainobag® LVS</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Système fermé à vide peu poussé et drainage par gravité</li> <li>▪ Soufflet d'une capacité de 250 ml</li> <li>▪ Tubulure de raccordement de 123 cm, pince coulissante, avec connecteur de drain variable Ch. 6 – 18</li> <li>▪ Poche de drainage de plaies par gravité de 500 ml, avec raccord Luer-Lock et valve de vidange</li> </ul>	Connecteur Luer-Lock	25 pièces	7680251	5524202

Poche de drainage de plaies par gravité	Description	Volume	UE	Pharma-code	N° art.
	<b>Poche de drainage de plaies par gravité</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour Drainobag® LVS, avec raccord Luer-Lock et valve de vidange</li> </ul>	500 ml	50 pièces	7680245	5524229





# Mini-Redovac®

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS



VIDE PEU  
POUSSÉ


Mini-Redovac®	Description	Volume (ml)	Charrière	UE	Pharma-code	N° art.
	<b>Mini-Redovac® Set</b>					
		20	6	10	7764826	U2041001
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Soufflet d'aspiration</li> <li>▪ Drain fin Ch. 6 ou Ch. 8, 35 cm</li> <li>▪ Avec introducteur atraumatique connecté</li> </ul>	20	8		7680305	U2041003
		50	6		2805469	U2045001
		50	8		3183679	U2045003
<b>Soufflet d'aspiration pour Mini-Redovac®</b>						
		20	-	10	7491337	U2040232




# ACCESSOIRES

# Redon

## VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Redon Tubulure de liaison	Description	Version	UE	Pharma-code	N° art.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>123 cm</li> <li>PVC</li> </ul>	Dispositif anti-sécrétions et embout universel pour drainages, Ch. 6 – 18	40	3157765	5524920
	<ul style="list-style-type: none"> <li>123 cm</li> <li>PVC</li> </ul>	Embout Luer-Lock, dispositif anti-sécrétions et embout universel pour drainages, Ch. 6 – 18	40	3157759	5524911

Redon Drain d'aspiration	Description	Charrière	UE	Pharmacode	N° art.
		6		7680311	U2110600
		8		7824712	U2110800
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gradué</li> <li>Bandes radio-opaques</li> <li>Double perforation 15 cm</li> <li>Longueur 50 cm</li> <li>PVC de qualité médicale</li> <li>Stérile</li> <li>Double emballage</li> </ul>	10		7824709	U2111000
		12	100	7824710	U2111200
		14		7824711	U2111400
		16		7825969	U2111600
		18		3157742	U2111800

B. Braun Medical SA | Seesatz 17 | CH-6204 Sempach | [customer-service.ch@bbraun.com](mailto:customer-service.ch@bbraun.com) | [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)  
Hospital Market : Tél. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | Ambulatory Channel : Tél. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32