









- Professionnel et sûr
- Adapté aux besoins individuels
- Large assortiment



SURVOL DE PRODUIT POCHES URINAIRES

SÉCURITÉ EN PERMANENCE SUR TOUTE LA GAMME

POCHE DE LIT

Description	Volumes	Longueur tubulure	Soupape de vidange	Stérilisation	Antireflux/Valve antireflux	Unité de vente	Remarques	N° art.	Pharmacode
 Urimed® B'Bags	1500 ml	90 cm	-	non-stérile	-	250 pce.		29435	6322130
	1500 ml	90 cm	-	non-stérile	oui	250 pce.		29430	7361103
	1500 ml	90 cm	-	stérile	-	100 pce.		29420	6322101
	2000 ml	90 cm	-	non-stérile	-	250 pce.		29415	6322147
	2000 ml	90 cm	-	non-stérile	-	30 pce.*		29416	6380972
	2000 ml	90 cm	-	non-stérile	oui	250 pce.		29410	7361095
	2000 ml	90 cm	-	stérile	-	100 pce.		29400	6322118
	2000 ml	90 cm	robinet amovible	non-stérile	oui	200 pce.		29450	6322153
	2000 ml	90 cm	robinet amovible	non-stérile	oui	30 pce.*		29451	6380989
	2000 ml	90 cm	robinet amovible	stérile	oui	100 pce.		29440	6322176
Medicare® poche 	2000 ml	90 cm	robinet amovible	stérile	oui	10 pce.		28115	6380995
Poche de sécrétion 	2000 ml	90 cm	-	emballage individuel stérile	-	1 pce.	embout Luer-Lock (masculin)	4462009	3189742
Urimed® SP 	2000 ml	100 cm avec pince coulissante	robinet amovible avec arrêt et bou-tonnière	emballage individuel stérile	oui	1 pce.	<ul style="list-style-type: none"> ■ filtre d'aération ■ cône à échelon avec port de silicone pour le prélèvement d'urine sans aiguille (au moyen de seringues avec cône Luer) 	28850	5673270
Urimed® SP+ 	2000 ml	130 cm avec pince coulissante	robinet amovible avec arrêt et bou-tonnière	emballage individuel stérile	oui	1 pce.	<ul style="list-style-type: none"> ■ filtre d'aération ■ fixation de la poche (2 crochets et cordon) ■ cône à échelon avec port de silicone pour le prélèvement d'urine sans aiguille (au moyen de seringues avec cône Luer) 	28630	6519329
Ureofix® 112 Plus 	2000 ml	110 cm avec pince coulissante et fixante sur tubulure	robinet amovible	emballage individuel stérile	oui	25 pce.	système de drainage urinaire fermé avec triple concept de sécurité : <ul style="list-style-type: none"> ■ poche urinaire aérée stérile ■ cône à échelon avec port de silicone pour le prélèvement d'urine sans aiguille ■ chambre compte-gouttes étanche aux bactéries, avec membrane de protection, robinet de vidange et pince coulissante, languette à insertion aérée ■ 1 paire de gants stériles, exempts de latex 	28431S	4191310
Poche urinaire	4000 ml	100 cm	robinet amovible	emballage individuel stérile	oui	20 pce.	port en silicone sur le cône à échelon pour le prélèvement sans aiguille	4801020	6460211
Poche urinaire à ballonnet	4000 ml	100 cm	robinet amovible	emballage individuel stérile	oui	20 pce.	tubulure avec ballonnet pour gonflage, port en silicone sur le cône à échelon pour le prélèvement sans aiguille	4801030	6460228

POCHE DE JAMBE

Description	Volumes	Longueur tubulure	Soupape de vidange	Stérilisation	Antireflux/ Valve antireflux	Unité de vente	Remarques	N° art.	Pharmacode
Urimed® Bag Plus 	500 ml	60 cm	soupape de sécurité	non-stérile	oui	10 pce.	tubulure 60 cm (Cut to fit)	28501A	6322124
Urimed® Tribag Plus Poche de jambe à 3 compartiments 	500 ml	2 cm	soupape de sécurité	emballage individuel stérile	oui	10 pce.	voile velours au verso	28201	5392163
	500 ml	20 cm	soupape de sécurité	emballage individuel stérile	oui	10 pce.	voile velours au verso	28203	5267587
	500 ml	40 cm	soupape de sécurité	emballage individuel stérile	oui	10 pce.	voile velours au verso	28204	5392186
	500 ml	60 cm	soupape de sécurité	emballage individuel stérile	oui	10 pce.	voile velours au verso	28205	6140127
	800 ml	2 cm	soupape de sécurité	emballage individuel stérile	oui	10 pce.	voile velours au verso	28301	5392192
	800 ml	20 cm	soupape de sécurité	emballage individuel stérile	oui	10 pce.	voile velours au verso	28303	5392200
	800 ml	40 cm	soupape de sécurité	emballage individuel stérile	oui	10 pce.	voile velours au verso	28304	5392217
	800 ml	60 cm	soupape de sécurité	emballage individuel stérile	oui	10 pce.	voile velours au verso	28305	6140133

ACCESSOIRES

Description	Unité de vente	Remarques	N° art.	Pharmacode
Urimed® Handle  suspenste pour poche urinaire non stérile (fixation au lit ou à la chaise roulante)	50 pce.		68548R	5468073
Urimed® Strap  bande Velcro pour la fixation de poche de jambe à la cuisse ou au mollet permet un port agréable et sûr de la poche de jambe	10 pce.		68551	5433293
Urimed® Fix  fixation sûre et agréable pour la poche urinaire de jambe à la cuisse ou au mollet, lavable jusqu'à 60 °C	2 pce. 2 pce. 2 pce.	taille S taille M taille L	68520R 68530R 68540R	6133239 6133245 6133251
Urimed® Klett  fixation universelle pour sondes, cathéter, tubulures et drainages – petit fixation universelle pour sondes, cathéter, tubulures et drainages – grand	10 pce. 10 pce.		28260 28261	2262678 2262684

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market : Tél. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market : Tél. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com